

BioSystems

Catálogo de productos de análisis clínico España


Clinical analysis

human - centred biotech



Una compañía
global de
biotecnología
que desarrolla
soluciones
analíticas
adaptadas a sus
necesidades.

+40 años ofreciendo productos de calidad



Argentina
Brasil
Chile
China
Corea
España
EE.UU.
Filipinas
Francia
India
Italia
México
Portugal
Rumanía
Rusia
Tailandia
Turquía

+100 Mercados con distribuidores asociados

25K Usuarios

+800 Personas en 17 países

02 Plantas de producción

45K Analizadores vendidos

Índice

Analizadores y dispositivos 5

BioSystems BTS	6
BioSystems A15	8
BioSystems A15S	10
BioSystems BA200	12
BioSystems BA400	14
BioSystems COAX	16
Datos generales de los analizadores	18

Reactivos 20

Beneficios de nuestros reactivos	21
Pruebas por paneles	22
Pruebas por orden alfabético	23
Cromatografía en microcolumna	34
Calibradores y patrones	36
Controles	38
Reactivos de coagulación	40
Pruebas rápidas (Aglutinación)	41

Prevecal 42

Control de calidad externo	43
----------------------------	----

Productos de distribución 44

Urianálisis	45
Análisis de iones	46
POCT	48
Reactivos de bioquímica especial	53
Calibradores	55
Controles	56
Pruebas rápidas	58



Analizadores y dispositivos



Nueva generación de BTS, creada y desarrollada en colaboración con usuarios.

Aspectos destacados

Tecnología LED (340-670 nm) para una mayor precisión óptica.

Resultados precisos y fiables mediante la utilización de reactivos BioSystems.

Software muy intuitivo y fácil de utilizar.

PC (LIS) y/o dispositivos inteligentes (dispositivos móviles y tablets).

Mantenimiento mínimo; sin necesidad de recambio de lámpara y bajo consumo energético.

Ítem

Cantidad

Código

Analizador BTS

1 unidad

83000

Papel impresora térmica

5 rollos


AC17433

Botellas solución de lavado

10 x 100 mL

AC10415

Dimensiones





01. COMPARISON TEST		02. ASSURANCE TEST	
03. WATER TIGHTNESS	04. TEST COMPRESSION	05. HISTORICAL DATA	

BioSystems A15

Analizador
Automático

Un sistema compacto con la máxima robustez para adaptarse a su laboratorio.

Aspectos destacados

Capacidad óptima a bordo para reactivos refrigerados y no refrigerados.

Sistema intuitivo con conexión al LIS.


Configuración abierta adaptable a los requisitos del usuario.

Diseño sostenible con bajo consumo de agua.

Estandarización óptima de los reactivos para un uso eficaz de los consumibles.

Ítem	Cantidad	Código
Analizador A15	-	83105
A15 + sistema de refrigeración con 20 posiciones de reactivos en nevera	-	83105C
Líquido de sistema concentrado	1000 mL	BO11524
Solución de lavado concentrado	100 mL	BO13416
Rotor de reacción	10 unidades	AC11485
Cubetas para muestras (viales pediátricos)	1000 unidades	AC10770
Petacas de reactivos 50 mL + tapones	10 unidades	BO11493
Petacas de reactivos 20 mL + tapones	10 unidades	BO11494
Lámpara halógena A15 6V/10W	5 unidades	LA10429
Tapones de silicona	100 unidades	AC17487
Lector de código de barras externo	1 unidad	AC14681

Dimensiones





BioSystems A15S

Analizador Automático - Sistema Fecal

Hacemos fácil el análisis fecal.

Aspectos destacados

Sistema integral para análisis fecal evitando contaminaciones con otros tipos de muestras.

Software específico dedicado al análisis fecal.


El mismo tubo puede utilizarse para análisis de sangre oculta en heces y calprotectina fecal.

Calibradores y controles (2 niveles) líquidos y listos para usar.

Reactivos inmunturbidimétricos mejorados con látex para la detección de sangre oculta en heces y calprotectina fecal en muestras fecales.

Ítem	Cantidad	Código
Analizador A15S	-	83105S
Líquido de sistema concentrado	1000 mL	BO11524
Solución de lavado concentrado	100 mL	BO13416
Rotor de reacción	10 unidades	AC11485
Cubetas para muestras (viales pediátricos)	1000 unidades	AC10770
Lámpara halógena A15 6V/10W	5 unidades	LA10429
Lector de código de barras externo	1 unidad	AC14681
Rack de muestras para heces	1 unidad	AC17738
Punta para heces	1 unidad	AC17342

Dimensiones





BioSystems

FECAL OCCULT
BLOOD (FOB)

OT 003PA
08-31

OT 003PA
08-31

OT 003PA

BioSystems BA200

Analizador
Automático

Entendemos sus necesidades. Garantizamos la máxima flexibilidad con el máximo rendimiento.

Aspectos destacados

Alta capacidad de muestras y reactivos (88 posiciones), el grado más alto de flexibilidad.

Reactivos adaptados con código de barras y dispensación de alta precisión.

Estación de lavado del rotor de reacción y evaluación continua del estado de las cubetas.


Línea base dinámica con tecnología SMART LED.

Sistema compacto con bajo mantenimiento.

Ítem	Cantidad	Código
Analizador BA200 / Analizador BA200 con módulo ISE*	-	83200/83200ISE
Mesa con ruedas + soporte PC	1 unidad	AC17346
Mesa con ruedas	1 unidad	AC17345
Rotores de reacción	10 unidades	AC11485
Solución de lavado concentrado	500 mL	AC16434
Solución de lavado ácida (WS1)	4 x 20 mL	AC17201
Solución de lavado alcalina (WS2)	4 x 15 mL	AC17205
Cubetas para muestras pediátricas	1000 unidades	AC10770
Petacas de reactivos de 60 mL + tapones	10 unidades	AC16362
Petacas de reactivos de 20 mL + tapones	10 unidades	AC16363
Petacas de reactivos opacas 60 mL + tapones	10 unidades	AC16364
Petacas de reactivos opacas 20 mL + tapones	10 unidades	AC16365
Tapones de silicona	100 unidades	AC17487
(Módulo ISE)		
Electrodo de sodio (Na ⁺)	1 unidad	5201
Electrodo de potasio (K ⁺)	1 unidad	5202
Electrodo de cloro (Cl ⁻)	1 unidad	5207
Electrodo de referencia	1 unidad	5204
Electrodo de litio (Li ⁺)	1 unidad	5205
Electrodo espaciador	1 unidad	5206
Pack de reactivos Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺	1 unidad	5420
Diluyente de orina 125 mL	125 mL	5412
Diluyente de orina 500 mL	500 mL	5408
Solución de limpieza para ISE	1 unidad	5421
Control 2 niveles (Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺)	1 unidad	2814
Control 3 niveles (Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺)	1 unidad	2815

* Analizador de sobremesa, no incluye soporte.

Dimensiones





BioSystems BA400

Analizador Automático

Nuestro principal objetivo es optimizar el flujo de trabajo del laboratorio y mejorar la experiencia de usuario.

Aspectos destacados	Hemólisis automática en muestras de sangre entera.
	Rotor de muestras segmentado para una carga de muestras más rápida.
	Estación de lavado del rotor de reacción y evaluación continua del estado de las cubetas.
	Línea de base dinámica con tecnología SMART LED.
	Mínimo mantenimiento por parte del usuario.

Ítem	Cantidad	Código
Analizador BA400*/ Analizador BA400 con módulo ISE	-	83400/83400ISE
Segmentos de muestra extra + adaptadores pediátricos (BA400)	3 unidades	AC17457
Rotores de reacción	10 unidades	AC11485
Solución de lavado concentrado	500 mL	AC16434
Solución de lavado ácida (WS1)	4 x 20 mL	AC17201
Solución de lavado alcalina (WS2)	4 x 15 mL	AC17205
Solución de lavado alcalina concentrada (WS3)**	2 x 60 mL	AC17800
Cubetas para muestras pediátricas	1000 unidades	AC10770
Petacas de reactivos de 60 mL + tapones	10 unidades	AC16362
Petacas de reactivos de 20 mL + tapones	10 unidades	AC16363
Petacas de reactivos opacas 60 mL + tapones	10 unidades	AC16364
Petacas de reactivos opacas 20 mL + tapones	10 unidades	AC16365
Tapones de silicona	100 unidades	AC17487
<i>(Módulo ISE)</i>		
Electrodo de sodio (Na ⁺)	1 unidad	5201
Electrodo de potasio (K ⁺)	1 unidad	5202
Electrodo de cloro (Cl ⁻)	1 unidad	5207
Electrodo de referencia	1 unidad	5204
Electrodo de litio (Li ⁺)	1 unidad	5205
Electrodo espaciador	1 unidad	5206
Pack de reactivos Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺	1 unidad	5420
Diluyente de orina 125 mL	125 mL	5412
Diluyente de orina 500 mL	500 mL	5408
Solución de limpieza para ISE	1 unidad	5421
Control 2 niveles (Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺)	1 unidad	2814
Control 3 niveles (Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺)	1 unidad	2815

* Aprobado por la FDA.
** Comprobar la necesidad de uso.





BioSystems COAX

Coagulómetro
semiautomático

El complemento óptimo
a su laboratorio de rutina.

Aspectos destacados

Disponible en 3 modelos con 1, 2 o 4 canales ópticos.

Preparados para la rutina diaria.

Resultados de alta calidad.

Sistema totalmente abierto.

Pantalla táctil en color.

Ítem

Cantidad

Código

Coagulómetro COAX 1 canal óptico

-

85001

Coagulómetro COAX 2 canales ópticos

-

85002

Coagulómetro COAX 4 canales ópticos

-

85004

Cubetas

500 unidades

85020

Dimensiones

115 mm

90 mm



225 mm





Datos generales de los analizadores

Características generales	BTS	A15 / A15C	BA200	BA400
Peso (Kg)	4,3	45	166	210
Dimensiones (alto x ancho x prof., en cm)	35 x 22 x 42	62 x 67 x 84	68 x 69 x 108	126 x 72 x 120
Consumo de agua	-	0,5 L/h	9 L/h	14 L/h
Tipo de instalación	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa o fijo	Fijo
Contenedor de residuos de baja contaminación	-	3 L	**	**
Contenedor de residuos de alta contaminación	-	x	2,4 L	5 L
Contenedor de solución de lavado	-	3 L	2,4 L	5 L
Contenedor de líquido de sistema	-	3 L	-	-
Contenedor de medición	Cubeta de flujo o desechable	Rotor de muestras	Rotor de muestras	Rotor de muestras
Disponibilidad de posiciones refrigeradas	x	✓	Rotor refrigerado para muestras y reactivos	Rotor refrigerado para reactivos
Número de racks no refrigerados	-	4 (A15) / 2 (A15C)	-	-
Número de agujas de dispensación	-	1	1	3
Especificaciones técnicas	BTS	A15 / A15C	BA200	BA400
Nº de pocillos de reacción por rotor	-	120	120	120
Número máximo de reactivos	-	30	88 posiciones para reactivos y muestras	88
Número máximo de muestras	-	72		135
Recipientes de las muestras	-	Tubos, cubetas y cubetas pediátricas	Tubos, cubetas y cubetas pediátricas	Tubos, cubetas y cubetas pediátricas
Fuente de luz	LEDs	Halógena 6V, 10W	LEDs	LEDs
Estación de lavado	x	x	✓	✓
Reactivos dedicados	x	✓	✓	✓
Predilución automática	x	✓	✓	✓
Postdilución automática	x	✓	✓	✓
Interfaz con conexión LIMS	✓	✓	✓	✓
Reactivos refrigerados	x	✓	✓	✓
Muestras refrigeradas	x	x	✓	x
Lector interno de código de barras	x (disponible como accesorio)	x (disponible como accesorio)	✓	✓
Sistema abierto	✓	✓	✓ (posibilidad de cierre)	✓ (posibilidad de cierre)
Tiempos del instrumento	BTS	A15 / A15C	BA200	BA400
Fase de calentamiento	Automática 5 min	Manual 20 min	Automática 15 min	Automática 15 min
Mantenimiento diario	1 min	20 min	20 min	20 min
Línea Base	-	Estática	Dinámica	Dinámica
Tiempo por ciclo	Manual	24 s	18 s	9 s
Parámetros de reacción	BTS	A15 / A15C	BA200	BA400
Rendimiento	Manual	Automático 150 test/h	Automático 200 test/h	Automático 400 test/h
Principio de análisis	Fotometría	Fotometría	Fotometría	Fotometría
		Turbidimetría	Turbidimetría	Turbidimetría
			Potenciometría (ISE)	Potenciometría (ISE)
Rendimiento con módulo ISE (Na, K, Cl)	x	x	267 test/h	480 test/h
Blanco de cubeta	✓	x	✓	✓
Volumen de muestra	Ajuste automático	2 - 40 µL	2 - 40 µL	2 - 40 µL
Botellas de reactivo	-	20 mL, 50 mL	20 mL, 60 mL	20 mL, 60 mL
Volumen R1	*	10 - 550 µL	90 - 300 µL	120 - 450 µL
Volumen R2	*	10 - 200 µL	10 - 100 µL	10 - 300 µL
Rango de volumen de reacción	100 - 5000 µL	180 - 800 µL	180 - 440 µL	180 - 600 µL

*El volumen de los reactivos depende del tipo de reacción.

**Las muestras poco contaminadas se eliminan a través del sistema de agua corriente y no necesitan una botella de desechos.



BTS



BA200



A15



BA400



COAX





Reactivos



Beneficios de nuestros reactivos

Optimice su flujo de trabajo

Mejore la eficiencia y agilice su flujo de trabajo. Con múltiples presentaciones y volúmenes disponibles, nuestros reactivos listos para usar se adaptan fácilmente a sus necesidades. Disfrute de la comodidad de una vida útil prolongada (hasta 36 meses) y una gran estabilidad a bordo, lo que le permitirá optimizar sus procesos y ahorrar un tiempo valioso.

Reducir los riesgos, garantizar los resultados

Para la comodidad de nuestros usuarios, nuestros reactivos están automatizados en nuestros sistemas, lo que significa que son fáciles de manejar. Además, todos nuestros ensayos están validados según métodos de referencia y utilizando diferentes tipos de muestras, lo que ofrece una excelente precisión y resultados más fiables para los pacientes.

Soluciones sistémicas

Buscamos ofrecer una solución completa a nuestros usuarios. Al utilizar nuestros reactivos junto con nuestros analizadores y procesadores, se garantizan resultados óptimos. Disponemos de estándares y controles trazables a materiales de referencia para todas las pruebas de Bioquímica Clínica y la mayoría de las pruebas Autoinmunes.

Obtenga asesoramiento y apoyo

Ofrecemos material adicional como folletos, artículos científicos, fichas técnicas y soporte técnico para todos nuestros reactivos. Mejore la atención al paciente con todas las herramientas de ayuda y asesoramiento que le ofrece BioSystems.

Amplíe su panel de pruebas especiales de bioquímica

Nuestro amplio panel de pruebas especiales permite evaluar parámetros muy específicos que, por su naturaleza, resultan útiles al especialista clínico para el diagnóstico diferencial o el seguimiento de diversas condiciones patológicas poco comunes. Encuentre todo el panel en el interior.

Instalaciones y asistencia durante el proceso

Facilite su rutina de diagnóstico con nuestra completa cartera de productos y el sistema de automatización que se ajuste a sus necesidades. En conjunto, le permite realizar el diagnóstico de las enfermedades más prevalentes y relevantes.

Pruebas por paneles

Anemia

Capacidad de fijación del hierro (TIBC)
Capacidad de fijación del hierro no saturado (UIBC)
Ferritina
Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa
Haptoglobina
Hierro
Lactato Deshidrogenasa(LDH)
Transferrina

Cardíaco

Acidos grasos no esterificados (NEFA)
Albumina (Microalbuminuria)
Apolipoproteína A-1 (APO A-1)
Apolipoproteína B (APO B)
Colesterol
Colesterol LDL
Colesterol HDL
Creatina Quinasa (CK)
Creatina Quinasa-MB (CK-MB)
Homocisteína
Lactato
Lactato Deshidrogenasa (LDH)
Proteína C-Reactiva alta sensibilidad (CRP-hs)
Triglicéridos

Diabetes

Albumina (Microalbuminuria)
 β -Hidroxibutirato
Fructosamina
Glucosa
Glucose-hexokinase
Hemoglobina A1C-Directa (HbA1C-DIR)

Fertilidad

α -Glucosidasa
Citrato
Fructosa
Zinc

Gástrico

Calprotectina fecal (FCAL)
Sangre oculta en heces (FOB)

Hemostasis

Dímero-D
Fibrinógeno
Haptoglobina

Inmune

Adenosina Desaminasa (ADA)
 α 2-Microglobulina
Inmunoglobulina A (IgA)
Inmunoglobulina G (IgG)
Inmunoglobulina M (IgM)
Proteína del Complemento C3
Proteína del Complemento C4

Infecciosas

Adenosine Desaminasa (ADA)
Anti-Estreptolisina O (ASO)
Enzima Convertidora de Angiotensina (ACE)
Zinc

Inflamatorio

α 1-Glicoproteína Ácida
Anti-Estreptolisina O (ASO)
Factor Reumatoide (FR)
Fosfatasa Ácida (ACP)
Proteína C-Reactiva (PCR)
Proteína C-Reactiva-hs (PCR-hs)
Proteína C-Reactiva-er (PCR-er)

Iones

Amonio
Calcio
Cobre
Dióxido de Carbono (CO₂)
Fósforo
Hierro
Magnesio

Lípidos

Ácidos grasos no esterificados (NEFA)
Apolipoproteína A-1 (APO A-1)
Apolipoproteína B (APO B)
Colesterol
Colesterol LDL
Colesterol HDL
Triglicéridos

Hepático

Ácidos Biliares Totales
Alanina Aminotransferasa (ALT/GPT)
Albumina
Amonio
Aspartato Aminotransferasa (AST/GOT)
Bilirrubina (Directa)
Bilirrubina (Total)
Ceruleoplasmina
Colinesterasa (CHE)
Etanol
Fosfatasa Alcalina
 γ -Glutamyltransferasa (γ -GT)
Lactato Deshidrogenasa(LDH)
Prealbumina
Proteína (Total)

Pancreático

α -Amilasa
 α -Amilasa Pancreática
Glucosa
Glucose-hexokinase
Lipasa

Renal

Ácido Úrico
Albumina (Microalbuminuria)
Amonio
Citrato
Creatinina
Magnesio
Oxalato
Fósforo
Proteína (Orina+CSF)
Urea/BUN

Pruebas por orden alfabético

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
α1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA					
<i>Turbidimetría</i>					
Manual	31928	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	23107	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
α-GLUCOSIDASA					
<i>Glucosa Oxidasa/Peroxidasa</i>					
Sistema Automatizado A15	12522	2 x 20 mL	2 x 5 mL	50	PI
Sistema Automatizado BA	21522	2 x 20 mL	2 x 5 mL	50	PI
α-AMILASA DIRECTA					
<i>Sustrato Directo</i>					
Manual	11583	5 x 5 mL	-	25	
	11550	6 x 25 mL	-	150	
Sistema Automatizado A15	12550	5 x 20 mL	-	100	
Sistema Automatizado BA	21550	8 x 20 mL	-	160	
	23550	4 x 20 mL	-	80	
α-AMILASA-EPS					
<i>IFCC</i>					
Manual	11534	1 x 32 mL	1 x 8 mL	40	RT
Sistema Automatizado A15	12535	1 x 32 mL	1 x 8 mL	40	RT
Sistema Automatizado BA	21534	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
α-AMILASA PANCREÁTICA					
<i>Inmunoinhibicion</i>					
Manual	11799	1 x 20 mL	1 x 5 mL	25	
Sistema Automatizado A15	12799	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado BA	21799	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
ÁCIDOS BILIARES TOTALES					
<i>Cíclico Enzimático</i>					
Sistema Automatizado A15	12551	1 x 18 mL	1 x 6 mL	24	PI
Sistema Automatizado BA	23551	1 x 60 mL	1 x 20 mL	80	
ÁCIDOS GRASOS NO ESTERIFICADOS (NEFA)					
<i>Acil-Coa Oxidasa/Peroxidasa</i>					
Sistema Automatizado A15	12540	2 x 20 mL	2 x 7 mL	54	RA, RB
Sistema Automatizado BA	21840	2 x 20 mL	2 x 7 mL	54	RA, RB
ÁCIDO ÚRICO					
<i>Uricasa/Peroxidasa</i>					
Manual	11821	1 x 50 mL	-	50	PI
	11521	1 x 200 mL	-	200	PI
	11522	1 x 500 mL	-	500	PI
	11540	1 x 1000 mL	-	1000	PI
Sistema Automatizado A15	12521	10 x 50 mL	-	500	
Sistema Automatizado BA	21521	10 x 60 mL	-	600	
	23521	4 x 60 mL	-	240	
ADENOSINA DESAMINASA (ADA)					
<i>Adenosina- Glutamato Deshidrogenasa</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	12754	4 x 8 mL	1 x 10 mL	40	RT
Sistema Automatizado BA	23754	2 x 16 mL	1 x 10 mL	40	RT

En **negrita** y *cursiva*: métodos | **RT**: Reactivo de trabajo / **RA**: Preparación Reactivo A / **RB**: Preparación Reactivo B / **PI**: Patrón incluido

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
--------	--------	----	----	--------	-------------

ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/GPT)

IFCC

Manual	11832	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	11533	1 x 160 mL	1 x 40 mL	200	RT
	11568	1 x 400 mL	1 x 100 mL	500	RT
	11562	1 x 800 mL	1 x 200 mL	1000	RT
Sistema Automatizado A15	12533	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	RT
Sistema Automatizado BA	21533	8 x 60 mL	8 x 15 mL	600	
	23533	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
Fosfato de piridoxal (ALT)	11667	1 x 5 mL			

ALBÚMINA

Verde de Bromocresol

Manual	11573	1 x 250 mL	-	250	PI
	11547	2 x 250 mL	-	500	PI
Sistema Automatizado A15	12547	5 x 50 mL	-	250	
Sistema Automatizado BA	21547	10 x 60 mL	-	600	
	23547	4 x 60 mL	-	240	

ALBÚMINA (MICROALBUMINURIA)

Látex

Manual	31324	1 x 16 mL	1 x 4 mL	20	RT
	31924	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado A15	13324	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado BA	22324	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23324	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

AMONIACO

Glutamato Deshidrogenasa

Manual / Sistema Automatizado A15	12532	1 x 20 mL	1 x 7 mL	27	RA
Sistema Automatizado BA	23532	1 x 20 mL	1 x 7 mL	27	RA

ANTI-ESTREPTOLISINA O (ASO)

Látex

Manual	31323	1 x 16 mL	1 x 4 mL	20	RT
	31923	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	31031	2 x 160 mL	2 x 40 mL	400	RT
Sistema Automatizado A15	13923	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado BA	22923	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
	23923	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

APOLIPOPROTEÍNA A-I (Apo A-I)

Turbidimetría

Manual	31095	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado BA	23095	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

APOLIPOPROTEÍNA B (Apo B)

Turbidimetría

Manual	31098	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado BA	23098	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/GOT)					
IFCC					
Manual	11830	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	11531	1 x 160 mL	1 x 40 mL	200	RT
	11567	1 x 400 mL	1 x 100 mL	500	RT
	11561	1 x 800 mL	1 x 200 mL	1000	RT
Sistema Automatizado A15	12531	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	RT
Sistema Automatizado BA	21531	8 x 60 mL	8 x 15 mL	600	
	23531	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
Fosfato de piridoxal (AST)	11667	1 x 5 mL			
β-HIDROXIBUTIRATO					
Hidroxibutirato Deshidrogenasa/Diaforasa					
Manual / Sistema Automatizado A15	12525	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado BA	21525	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
β2-MICROGLOBULINA					
Látex					
Manual	31920	1 x 800 mL	1 x 200 mL	1000	RT
	31925	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado BA	23925	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
BILIRRUBINA (DIRECTA)					
Sulfanílico Diazoado					
Manual	11511	4 x 40 mL	4 x 10 mL	200	RT
	11545	2 x 400 mL	2 x 100 mL	1000	RT
BILIRRUBINA (DIRECTA) DPD					
Diclorofenildiazonio					
Sistema Automatizado A15	12504	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	
Sistema Automatizado BA	21504	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23504	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
BILIRRUBINA (TOTAL)					
Sulfanílico Diazoado					
Manual	11510	4 x 40 mL	4 x 10 mL	200	RT
	11544	2 x 400 mL	2 x 100 mL	1000	RT
BILIRRUBINA (TOTAL) DPD					
Diclorofenildiazonio					
Sistema Automatizado A15	12506	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	
Sistema Automatizado BA	21506	8 x 60 mL	8 x 15 mL	600	
	23506	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
BILIRRUBINA (TOTAL Y DIRECTA)					
Sulfanílico Diazoado					
Manual	11515	2 x 50 mL	2 x 50 mL	200	RT
	11555	1 x 500 mL	1 x 500 mL	1000	RT
CALCIO-ARSENAZO					
Arsenazo III					
Manual	11570	1 x 200 mL	-	200	PI
	11571	1 x 500 mL	-	500	PI
Sistema Automatizado A15	12570	10 x 50 mL	-	500	
Sistema Automatizado BA	21570	10 x 60 mL	-	600	
	23570	4 x 60 mL	-	240	

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
CALCIO-CRESOLFTALEÍNA					
<i>O-Cresolftaleína Complexona</i>					
Manual	11811	1 x 160 mL	1 x 40 mL	200	PI, RT
	11812	1 x 400 mL	2 x 50 mL	500	PI, RT
Sistema Automatizado A15	12513	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	
Sistema Automatizado BA	21511	8 x 60 mL	8 x 15 mL	600	
	23511	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
CALCIO-MTB					
<i>Azul de Metiltimol</i>					
Manual	11527	2 x 50 mL	2 x 50 mL	200	PI, RT
	11507	1 x 250 mL	1 x 250 mL	500	PI, RT
CALPROTECTINA FECAL					
<i>Turbidimetría</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	12330	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	Reactivo C incluido (1 x 10 mL)
Tubo de recogida STOOL	31329	-	-	50 tubos	
CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE HIERRO NO SATURADO (UIBC)					
<i>Ferrozina</i>					
Manual	11835	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado A15	12835	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado BA	21835	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
CAPACIDAD TOTAL DE FIJACIÓN DE HIERRO (TIBC)					
<i>Fe³⁺/Magnesio Hidroxicarbonato</i>					
Manual	11554	50 mL	3 g	50	
CERULOPLASMINA					
<i>Turbidimetría</i>					
Sistema Automatizado A15	13340	1x40mL	1x10mL	50	
Sistema Automatizado BA	22340	1x40mL	1x10mL	50	
CITRATO					
<i>Citrato Liasa/Malato Deshidrogenasa</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	11895	1 x 20 mL	1 x 5 mL	25	RB + PI
	11795	2 x 20 mL	2 x 5 mL	50	RB + PI
Sistema Automatizado BA	23795	2 x 20 mL	2 x 5 mL	50	RB + PI
COBRE - PAESA					
<i>3,5-DiBr-PAESA</i>					
Manual	11837	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RA + PI
COLESTEROL					
<i>Colesterol Oxidasa/Peroxidasa</i>					
Manual	11805	1 x 50 mL	-	50	PI
	11505	1 x 200 mL	-	200	PI
	11506	1 x 500 mL	-	500	PI
	11539	1 x 1000 mL	-	1000	PI
Sistema Automatizado A15	12505	10 x 50 mL	-	500	
Sistema Automatizado BA	21505	10 x 60 mL	-	600	
	23505	4 x 60 mL	-	240	
COLESTEROL HDL					
<i>Fosfotungstato/Mg-Colesterol Oxidasa/Peroxidasa</i>					
Manual	11523	2 x 50 mL	2 x 50 mL	200	PI

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
COLESTEROL HDL DIRECTO					
TOOS					
Manual	11757	1x60mL	1x20mL	80	
Sistema Automatizado A15	12757	3x20mL	1x20mL	80	
Sistema Automatizado BA	21594	4x60mL	4x20mL	320	
	23594	1x60mL	1x20mL	80	
COLESTEROL HDL REACTIVO PRECIPITANTE					
Fosfatungstato Mg²⁺					
Manual	11648	1 x 50 mL	-	50	PI
COLESTEROL LDL DIRECTO					
TOOS					
Manual	11585	1x60mL	1x20mL	80	
Sistema Automatizado A15	12585	3x20mL	1x20mL	80	
Sistema Automatizado BA	21585	1x60mL	1x20mL	80	
	23585	25x60mL	25x20mL	2000	
COLESTEROL LDL REACTIVO PRECIPITANTE					
Polivinil Sulfato/Polietilenglicol					
Manual	11579	1 x 20 mL	-	20	
COLINESTERASA					
Butiriltiocolina					
Manual	11588	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	11589	4 x 40 mL	4 x 10 mL	200	RT
Sistema Automatizado A15	12588	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado BA	21588	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
COMPLEMENTO C3					
Turbidimetría					
Manual	31084	1 x 20 mL	-	20	
	31073	1 x 50 mL	-	50	
	31079	1 x 250 mL	-	250	
Sistema Automatizado A15	13084	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	23103	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
COMPLEMENTO C4					
Turbidimetría					
Manual	31085	1 x 20 mL	-	20	
	31074	1 x 50 mL	-	50	
	31080	1 x 250 mL	-	250	
Sistema Automatizado A15	13085	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	23104	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
CREATINA QUINASA (CK)					
IFCC					
Manual	11790	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	11791	4 x 40 mL	4 x 10 mL	200	RT
Sistema Automatizado A15	12524	3 x 12 mL	1 x 10 mL	45	RT
Sistema Automatizado BA	21790	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
	23790	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
CREATINA QUINASA (CK-MB)					
Inmunoinhibición					
Manual	11792	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado A15	12566	3 x 12 mL	1 x 10 mL	45	RT
Sistema Automatizado BA	21792	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
	23792	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
CREATININA					
<i>Jaffé-compensado</i>					
Manual	11802	1 x 50 mL	1 x 50 mL	100	PI, RT
	11502	2 x 50 mL	2 x 50 mL	200	PI, RT
	11542	1 x 500 mL	1 x 500 mL	1000	PI, RT
Sistema Automatizado A15	12502	5 x 50 mL	5 x 50 mL	500	RT
Sistema Automatizado BA	21502	5 x 60 mL	5 x 60 mL	600	
	23502	5 x 20 mL	5 x 20 mL	200	
CREATININA ENZIMÁTICA					
<i>Enzimático</i>					
Manual	11734	1 x 60 mL	1 x 20 mL	80	PI
Sistema Automatizado A15	12734	1 x 45 mL	1 x 15 mL	60	
Sistema Automatizado BA	21734	2 x 60 mL	2 x 20 mL	160	
DÍMERO-D					
<i>Látex</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	13519	1 x 20 mL	1 x 10 mL	30	
Sistema Automatizado BA	21519	1 x 20 mL	1 x 10 mL	30	
DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)					
<i>Fosfoenolpiruvato Carboxilasa/Malato Deshidrogenasa</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	11558	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	21558	2 x 60 mL	-	120	
ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (ACE)					
<i>FAPGG</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	12796	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	21796	2 x 60 mL	-	120	
ETANOL					
<i>Alcohol Deshidrogenasa</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	12789	1 x 20 mL	1 x 7 mL	27	
Sistema Automatizado BA	21789	2 x 20 mL	2 x 7 mL	54	
FACTORES REUMATOIDES (RF)					
<i>Látex</i>					
Manual	31322	1 x 16 mL	1 x 4 mL	20	
	31922	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
	31030	2 x 160 mL	2 x 40 mL	400	
Sistema Automatizado A15	13922	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado BA	22922	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23922	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
FERRITINA					
<i>Látex</i>					
Manual	31934	1 x 10 mL	1 x 5 mL	15	RT
	31935	1 x 30 mL	1 x 15 mL	45	RT
Sistema Automatizado A15	13934	1 x 30 mL	1 x 15 mL	45	RT
Sistema Automatizado BA	22934	2 x 40 mL	2 x 20 mL	120	
	23934	1 x 40 mL	1 x 20 mL	60	
FIBRINÓGENO					
<i>Turbidimetría</i>					
Manual	31600	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado A15	13600	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado BA	23804	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
FOSFATASA ÁCIDA (FAC)					
<i>Naftil Fosfato/Pentanodiol</i>					
Manual (Total + No Prostática)	11548	4 x 10 mL	lío­filizado	40	RT
FOSFATASA ALCALINA (FAL)-AMP					
<i>Tampón 2-Amino-2-Metil-1-Propanol (IFCC)</i>					
Manual	11592	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	11593	1 x 160 mL	1 x 40 mL	200	RT
	11598	4 x 100 mL	2 x 50 mL	500	RT
Sistema Automatizado A15	12518	5 x 16 mL	2 x 10 mL	100	RT
Sistema Automatizado BA	21592	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23592	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
FOSFATASA ALCALINA (FAL)-DEA					
<i>Tampón Dietanolamina</i>					
Manual	11590	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	11591	4 x 40 mL	4 x 10 mL	200	RT
	11597	4 x 100 mL	2 x 50 mL	500	RT
Sistema Automatizado A15	12514	5 x 16 mL	2 x 10 mL	100	RT
Sistema Automatizado BA	21590	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23590	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
FÓSFORO					
<i>Fosfomolibdato/UV</i>					
Manual	11508	3 x 40 mL	1 x 50 mL	170	PI, RT
Sistema Automatizado A15	12508	3 x 24 mL	2 x 15 mL	100	
Sistema Automatizado BA	21518	4 x 50 mL	4 x 20 mL	280	
	23518	1 x 50 mL	1 x 20 mL	70	
FRUCTOSA					
<i>Hexokinasa/Fosfoglu­cosa Isomerasa</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	11794	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	PI, RT
Sistema Automatizado BA	23794	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	PI
FRUCTOSAMINA					
<i>NBT</i>					
Manual	11046	2 x 50 mL	-	100	PI
γ-GLUTAMILTRANSFERASA (γ-GT)					
<i>IFCC</i>					
Manual	11584	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	11520	1 x 160 mL	1 x 40 mL	200	RT
Sistema Automatizado A15	12520	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	RT
Sistema Automatizado BA	21520	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23520	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
GLUCOSA					
<i>Glucosa Oxidasa /Peroxidasa</i>					
Manual	11803	1 x 50 mL	-	50	PI
	11503	1 x 200 mL	-	200	PI
	11504	1 x 500 mL	-	500	PI
	11538	1 x 1000 mL	-	1000	PI
Sistema Automatizado A15	12503	10 x 50 mL	-	500	
Sistema Automatizado BA	21503	10 x 60 mL	-	600	
	23503	4 x 60 mL	-	240	

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
--------	--------	----	----	--------	-------------

GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA

Glucosa-6-Fosfato

Manual / Sistema Automatizado A15	12603	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	PI
Sistema Automatizado BA	21603	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	PI

GLUCOSA-HEXOKINASA

Hexokinasa

Manual	11656	1 x 160 mL	1 x 40 mL	200	PI, RT
Sistema Automatizado A15	12756	2 x 40 mL	2 x 10 mL	100	
Sistema Automatizado BA	21656	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23656	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

HAPTOGLOBINA

Turbidimetría

Manual / Sistema Automatizado A15	13218	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	
Sistema Automatizado BA	23218	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	

HEMOGLOBINA A1c-DIRECTA (HbA1c-DIR)

Directo

Manual	31047	1 x 50 mL	1 x 10 mL	60	
Sistema Automatizado A15	13047	1 x 50 mL	1 x 10 mL	60	
Sistema Automatizado BA	22047	2 x 60 mL	2 x 12 mL	144	
	22147	1 x 60 mL	1 x 12 mL	72	

HIERRO-CROMAZUROL

Cromazurol B

Manual	11546	4 x 50 mL	-	200	PI
--------	-------	-----------	---	-----	----

HIERRO-FERROZINA

Ferrozina

Manual	11509	4 x 40 mL	4 x 10 mL	200	PI, RT
Sistema Automatizado A15	12509	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	
Sistema Automatizado BA	21509	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23509	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	

HOMOCISTEÍNA

Cíclico Enzimático

Sistema Automatizado A15	12737	1 x 40 mL	1 x 10.8 mL	50.8	
Sistema Automatizado BA	23737	1 x 20 mL	1 x 5.4 mL	25.4	

INMUNOGLOBULINA A (IgA)

Turbidimetría

Manual	31082	1 x 20 mL	-	20	
	31071	1 x 50 mL	-	50	
	31077	1 x 250 mL	-	250	
Sistema Automatizado A15	13082	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	23101	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

INMUNOGLOBULINA G (IgG)

Turbidimetría

Manual	31081	1 x 20 mL	-	20	
	31070	1 x 50 mL	-	50	
	31076	1 x 250 mL	-	250	
Sistema Automatizado A15	13081	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	23100	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
INMUNOGLOBULINA M (IgM)					
Turbidimetría					
Manual	31083	1 x 20 mL	-	20	
	31072	1 x 50 mL	-	50	
	31078	1 x 250 mL	-	250	
Sistema Automatizado A15	13083	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	23102	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
LACTATO					
Lactato Oxidasa/ Peroxidasa					
Manual	11736	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado A15	12736	2 x 40 mL	2 x 10 mL	100	
Sistema Automatizado BA	21736	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23736	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
LACTATO DESHIDROGENASA (LDH)					
Piruvato					
Manual	11580	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	11581	1 x 160 mL	1 x 40 mL	200	RT
Sistema Automatizado A15	12580	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	RT
Sistema Automatizado BA	21580	8 x 60 mL	8 x 15 mL	600	
	23580	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
LACTATO DESHIDROGENASA (LDH)-IFCC					
IFCC					
Manual	11587	1 x 160 mL	1 x 40 mL	200	RT
Sistema Automatizado A15	11586	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado BA	21586	8 x 60 mL	8 x 15 mL	600	
	23586	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
LIPASA					
DGGR					
Manual	11760	1 x 20 mL	1 x 10 mL	30	PI
Sistema Automatizado A15	12760	1 x 20 mL	1 x 10 mL	30	
Sistema Automatizado BA	21760	1 x 20 mL	1 x 10 mL	30	
MAGNESIO					
Azul de Xilidilo					
Manual	11797	4 x 40 mL	4 x 10 mL	200	PI, RT
Sistema Automatizado A15	12797	5 x 16 mL	2 x 10 mL	100	RT
Sistema Automatizado BA	21797	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
	23797	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
OXALATO					
Oxalato Oxidasa/ Peroxidasa					
Manual / Sistema Automatizado A15	12539	1 x 20 mL	1 x 5 mL	1 x 25 mL R1 + 20 tubos (reactivo pre-tratamiento)	PI, RB
Reactivo pretratamiento	11839	-	-	5 x 25 mL R1 + 100 tubos	
Sistema Automatizado BA (sin tubos ni reactivo de pretratamiento)	23539	1 x 20 mL	1 x 5 mL	25	PI, RB
PREALBÚMINA					
Turbidimetría					
Manual	31929	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	23106	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
PROTEÍNA C-REACTIVA-er (PCR-er)					
<i>Látex-Rango Extendido</i>					
Sistema Automatizado BA	22942	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
	23942	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
PROTEÍNA C-REACTIVA (PCR)					
<i>Látex</i>					
Manual	31321	1 x 16 mL	1 x 4 mL	20	RT
	31921	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
	31029	2 x 160 mL	2 x 40 mL	400	RT
Sistema Automatizado A15	13921	2 x 40 mL	2 x 10 mL	100	RT
Sistema Automatizado BA	22921	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
	23921	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
PROTEÍNA C-REACTIVA (PCR-hs)					
<i>Látex-Alta Sensibilidad</i>					
Manual	31927	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado A15	13927	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	RT
Sistema Automatizado BA	22927	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
	23927	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	
PROTEÍNA (ORINA+CSF)					
<i>Rojo de Pírogallol</i>					
Manual	11501	4 x 50 mL	-	200	PI
	11559	2 x 250 mL	-	500	PI
Sistema Automatizado A15	12501	5 x 50 mL	-	250	PI
Sistema Automatizado BA	21512	8 x 20 mL	-	160	
	23512	4 x 20 mL	-	80	
PROTEÍNA (TOTAL)					
<i>Biuret</i>					
Manual	11800	1 x 50 mL	-	50	PI
	11572	1 x 250 mL	-	250	PI
	11500	2 x 250 mL	-	500	PI
	11553	1 x 1000 mL	-	1000	PI
Sistema Automatizado A15	12500	10 x 50 mL	-	500	
Sistema Automatizado BA	21513	2 x 60 mL	2 x 20 mL	160	
	23513	1 x 60 mL	1 x 20 mL	80	
SANGRE OCULTA EN HECES					
<i>Turbidimetría</i>					
Sistema Automatizado A15S	12325	1 x 40 mL	1 x 10 mL	50	Reactivo C incluido (1 x 10 mL)
Tubo de recogida STOOL	31329	-	-	50 tubos	
TRANSFERRINA					
<i>Turbidimetría</i>					
Manual	31091	1 x 20 mL	-	20	
	31092	1 x 50 mL	-	50	
	31093	1 x 250 mL	-	250	
Sistema Automatizado A15	13091	1 x 50 mL	-	50	
Sistema Automatizado BA	22105	2 x 60 mL	2 x 15 mL	150	
	23105	1 x 60 mL	1 x 15 mL	75	

Prueba	Código	RA	RB	mL/Kit	Comentarios
TRIGLICÉRIDOS					
<i>Glicerol Fosfato Oxidasa/Peroxidasa</i>					
Manual	11828	1 x 50 mL	-	50	PI
	11528	4 x 50 mL	-	200	PI
	11529	2 x 250 mL	-	500	PI
Sistema Automatizado A15	12528	10 x 50 mL	-	500	
Sistema Automatizado BA	21528	10 x 60 mL	-	600	
	23528	4 x 60 mL	-	240	
UREA/ BUN-COLOR					
<i>Ureasa/ Salicilato</i>					
Manual	11536	2 x 50 mL	2 x 50 mL	200	PI, RA
	11537	1 x 250 mL	1 x 250 mL	500	PI, RA
UREA/ BUN-UV					
<i>Ureasea /Glutamato Deshidrogenasa</i>					
Manual	11516	4 x 40 mL	4 x 10 mL	200	PI, RT
	11517	2 x 200 mL	2 x 50 mL	500	PI, RT
	11541	1 x 800 mL	1 x 200 mL	1000	PI, RT
Sistema Automatizado A15	12516	5 x 40 mL	5 x 10 mL	250	RT
Sistema Automatizado BA	21516	8 x 60 mL	8 x 15 mL	600	
	23516	4 x 60 mL	4 x 15 mL	300	
ZINC					
<i>Bromo-PAPS</i>					
Manual / Sistema Automatizado A15	12526	2 x 20 mL	1 x 10 mL	50	PI, RA



Cromatografía en microcolumna

Código	Formatos	Comentarios
17-CETOSTEROIDES 11002	40 tests	ZIMMERMANN Patrón incluido
17-HIDROXICORTICOESTEROIDES 11006	40 tests	PORTER-SILBER Patrón incluido
ÁCIDO 5-AMINOLEVULÍNICO (APLA)/PORFOBILINÓGENO (PBG) 11017	40 tests	RECTIVO EHRLICH Patrón incluido
ÁCIDO 5-HIDROXIINDOLACÉTICO 11010	40 tests	NITROSA NAFTOL Patrón incluido
ÁCIDO VANILMANDÉLICO 11003	20 tests	PERIODATO Patrón incluido
HEMOGLOBINA A2 11077	20 tests	INTERCAMBIO IÓNICO
METANEFRINAS 11022	40 tests	PISANO Patrón incluido

Código	Formatos	Comentarios
Códigos alternativos a BioSystems		
5-HIAA KR07-20	20 tests	NITROSA NAFTOL Patrón incluido
17-CETOSTEROIDES KR04-20	20 tests	ZIMMERMANN Patrón incluido
17-HIDROXICORTICOESTEROIDES 3614	40 tests	PERIODATO Patrón incluido
ÁCIDO VANILMANDÉLICO KR12-20	20 tests	INTERCAMBIO IÓNICO Patrón incluido
ALA-PBG KR02-10	10 +10 tests	RECTIVO EHRlich Patrón incluido
HEMOGLOBINA A2 KR06-20	20 tests	INTERCAMBIO IÓNICO
METANEFIRINAS KR08-20	20 tests	PISANO Patrón incluido
PORFIRINAS T KR09-20	20 tests	ALLEN
PROTOPORFIRINAS IX KR10-20	20 tests	FLUOROMETRÍA
U/C PORFIRINA KR11-20	20 tests	ALLEN
CONTROL ORINA CROMATOGRFÍA 3649	10 x 10 mL	Ácido 5-Aminolevulínico (ALA), Ácido 5-Hidroxiindolacético, 17 Hidroxycorticosteroides, 17-Cetosteroides, Metanefirinas, Proteínas Totales, Ácido Vanilmandélico y Zinc.

Calibradores y patrones

Código	Formatos	Componentes
ADENOSINA DESAMINASA (ADA) 18052	1 x 1 mL	Adenosina Desaminasa (ADA)
ALBÚMINA (MICROALBUMINURIA) 31130	1 x 1 mL	Albúmina (Microalbuminuria)
AMONIO, ETANOL, CO ₂ 18065	2 x 5 mL	Amonio, Etanol, Dióxido de Carbono
ANTI-ESTREPTOLISINA O (ASO) 31119	1 x 1 mL	Anti-Estreptolisina O (ASO)
APOLIPOPROTEÍNA A-I 31100	1 x 1 mL	Apolipoproteína A-I
APOLIPOPROTEÍNA B 31200	1 x 1 mL	Apolipoproteína B
β2-MICROGLOBULINA 31122	1 x 1 mL	β2-Microglobulina
BILIRRUBINA 11513	1 x 5 mL	Bilirrubina
CALIBRADOR BIOQUÍMICA 18011	5 x 5 mL	Ácido Úrico, Ácidos Biliares Totales, Albúmina, ALT/GPT, α-Amilasa, AST/GOT, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Total, Calcio, CK, Cloro, Cobre, Colesterol, Creatinina, ECA, Fosfatasa Ácida, Fosfatasa Alcalina, Fósforo, Glucosa, γ-GT, β-Hidroxibutirato, Hierro, Lactato, LDH, Lipasa, Magnesio, NEFA, Potasio, Proteína (total), Sodio, Triglicéridos, Urea, UIBC y Zinc.
CALIBRADOR BIOQUÍMICA (Humano) 18044	5 x 5 mL	Ácido Úrico, Ácidos Biliares Totales, Albúmina, ALT/GPT, AST/GOT, α-Amilasa, α-Amilasa Pancreática, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Total, CK, Calcio, Cloro, Cobre, Colesterol, Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colinesterasa, Creatinina, ECA, Fosfatasa Ácida, Fosfatasa Alcalina, Fósforo, Glucosa, γ-GT, β-Hidroxibutirato, Hierro, LDH, Lactato, Lipasa, Magnesio, NEFA, Potasio, Proteína (total), Sodio, Triglicéridos, Urea, UIBC y Zinc.
CALIBRADOR PROTEÍNAS 31075	5 x 1 mL	Conjunto de cinco niveles: α1-Glicoproteína ácida, IgA, IgG, IgM, Complemento C3 y C4, Prealbúmina y Transferrina.
CALPROTECTINA FECAL (FCAL) 31331	1 x 2 mL	Calprotectina Fecal
CERULOPLASMINA 31340	5 x 1 mL	Ceruloplasmina
COLESTEROL HDL/LDL 11693	1 x 1 mL	HDL Colesterol Directo/ LDL Colesterol Directo

Código	Formatos	Componentes
CREATINA QUINASA-MB (CK-MB) 11824	1 x 1 mL	CK-MB
DÍMERO-D 18077	4 x 0,5 mL	Dímero-D
FACTORES REUMATOIDES(RF) 31116	1 x 3 mL	Factores Reumatoides (FR)
FERRITINA 31127	1 x 3 mL	Ferritina
FIBRINÓGENO 31601	1 x 1 mL	Fibrinógeno
HAPTOGLOBINA 31947	1 x 5 mL	Haptoglobina
HbA1C-DIRECTA 31048	4 x 0.5 mL	HbA1C
HOMOCISTEÍNA 11750	5 x 1 mL	Homocisteína
PROTEÍNA C-REACTIVA (PCR-er) 31182	1 x 3 mL	PCR-er
PROTEÍNA C-REACTIVA (PCR/PCR-hs) 31113	1 x 1 mL 1 x 5 mL	PCR PCR-hs
PROTEÍNA (ORINA) 11603	1 x 5 mL	Proteína (Orina)
SANGRE OCULTA EN HECES (FOB) 31326	1 x 2 mL	Sangre oculta en heces



Controles

Código	Formatos	Componentes	
ADA			
18048	2 x 1 mL	NIVEL I y II	Adenosina Desaminasa
AMONIO, ETANOL, CO ₂			
18063	3 x 5 mL	NIVEL I	Amonio, Etanol, Dióxido de Carbono
18064	3 x 5 mL	NIVEL II	
β2-MICROGLOBULINA			
31592	2 x 1 mL	NIVEL I y II	β2-Microglobulina
β2-MICROGLOBULINA ORINA			
31215	1 x 3 mL		β2-Microglobulina
CALPROTECTINA FECAL (FCAL)			
31332	2 x 1 mL	NIVEL I y II	Calprotectina Fecal
CONTROL BIOQUÍMICA			
18009	5 x 5 mL	NIVEL I	ACE*, ACP, Albúmina, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-Amilasa, β-Hidroxibutirato, Bilirrubina Directa y Total, Calcio, Cloruro, Colesterol, HDL-Colesterol, CK, Cobre, Creatinina, Glucosa, γ-GT, Hierro, LDH, Lactato, Lipasa, Magnesio, NEFA, Fósforo, Potasio, Proteína Total, Sodio, Ácidos Biliares Totales, Triglicéridos, UIBC, Urea, Ácido Úrico y Zinc.
18005	20 x 5 mL	NIVEL II	
18010	5 x 5 mL		
18007	20 x 5 mL		
*Sólo valorado en el NIVEL II			
CONTROL BIOQUÍMICA (HUMANO)			
18042	5 x 5 mL	NIVEL I	ACE, Ácidos Biliares Totales, ACP, Albúmina, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-Amilasa, α-Amilasa Pancreática, β-Hidroxibutirato, Bilirrubina Directa y Total, Calcio, Cloruro, Colesterol, Colesterol Directo-HDL, Colesterol Directo-LDL, Colinesterasa, CK, Cobre, Creatinina, Glucosa, γ-GT, Hierro, Lactato, LDH, Lipasa, Magnesio, NEFA, Fósforo, Potasio, Proteína total, Sodio, Triglicéridos, UIBC, Urea, Ácido úrico y Zinc.
18043	5 x 5 mL	NIVEL II	
CONTROL BIOQUÍMICA ORINA			
18054	1 x 5 mL	NIVEL I	Ácido Úrico, Albúmina, α-Amilasa, α-Amilasa Pancreática, Calcio, Cloruro, Citrato, Creatinina, Fósforo, Glucosa, Magnesio, Potasio, Proteínas en orina, Sodio y Urea.
18066	1 x 5 mL	NIVEL II	
CONTROL FERTILIDAD			
18053	1 x 1 mL		Citrato, Fructosa, α-Glucosidasa y Zinc
CONTROL ORINA			
18036	1 x 20 mL		Ácido 5-Aminolevulínico (ALA), Ácido 5-Hidroxiindolacético, 17 Hidroxicorticosteroides, 17-Cetosteroides, Metanefrinas, Proteínas y Ácido Vanilmandélico.
18037	10 x 20 mL		
CREATINA QUINASA-MB (CK-MB)			
18024	1 x 1 mL	NIVEL I	CK, CK-MB
18061	1 x 1 mL	NIVEL II	
DÍMERO-D			
18078	2 x 1 mL	NIVEL I y II	Dímero-D
FIBRINÓGENO			
31602	1 x 1mL		Fibrinógeno

Código	Formatos	Componentes	
FRUCTOSAMINA			
18057	1 x 1 mL	Fructosamina	
GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA			
18083	2 x 0.5 mL	NORMAL y BAJO	Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa
HEMOGLOBINA A1C			
18001	1 x 0.5 mL	NORMAL	HbA1c Directa
18002	1 x 0.5 mL	ELEVADO	
HEMOGLOBINA A2			
10011	1 x 0.5 mL	ELEVADO	HbA2 Cromatografía
HOMOCISTEÍNA			
18058	1 x 1 mL	NIVEL I	Homocisteína
18059	1 x 1 mL	NIVEL II	
OXALATO ORINA			
18080	1 x 5 mL	NIVEL I	Oxalato
18062	1 x 5 mL	NIVEL II	
SANGRE OCULTA EN HECES (FOB)			
18068	2 x 1 mL	NIVEL I y II	Sangre oculta en heces
SUERO CONTROL LÍPIDOS			
18040	3 x 1 mL	NIVEL I	Apolipoproteína A-I, Apolipoproteína B, Colesterol, Colesterol
18041	3 x 1 mL	NIVEL II	HDL, Colesterol LDL y Triglicéridos
SUERO CONTROL PROTEÍNA			
31211	3 x 1 mL	NIVEL I	α1-Glicoproteína Ácida, Ceruloplasmina, Complemento C3 y
31212	3 x 1 mL	NIVEL II	C4, Proteína C-Reactiva hs, Ferritina, Haptoglobina, IgA, IgG, IgM, Prealbúmina, y Transferrina.
SUERO CONTROL REUMÁTICO			
31213	3 x 1 mL	NIVEL I	Anti-Estreptolisina O, Factores Reumatóides, Proteína
31214	3 x 1 mL	NIVEL II	C-Reactiva, y PCR-er.



Reactivos de coagulación

Prueba	Código	Cantidad
FIBRINÓGENO		
Fibrinógeno A: Trombina Humana	61002	4 x 2 mL
Fibrinógeno B: Solución tampón de imidazol	61003	4 x 15 mL
Fibrinógeno A + Fibrinógeno B	61020	4 x 2 mL + 4 x 15 mL
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)		
Tromboplastina cerebral de conejo	61001	4 x 5 mL
TIEMPO DE TROMBINA (TT)		
Trombina Humana	61000	4 x 3 mL
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPa)		
TTPa A: Cefalina cerebral de conejo y sílice micronizada	61004	4 x 4 mL
TTPa B: Solución tampón CaCl ₂	61005	4 x 16 mL
TTPa A + TTPa B	61009	4 x 4 mL + 1 x 16 mL
CALIBRADOR DE COAGULACIÓN		
Tiempo de Protrombina (TP) y Fibrinógeno Clauss	61006	4 x 1 mL
	61015	2 x 1 mL
CONTROL DE COAGULACIÓN		
NIVEL I: TP, TTPa, TT y Fibrinógeno Clauss	61007	4 x 1 mL
	61012	2 x 1 mL
	61008	4 x 1 mL
NIVEL II: TP, TTPa y Fibrinógeno Clauss	61013	2 x 1 mL

Pruebas rápidas (Aglutinación)

Código	Cantidad
Seroaglutinación Látex	

ANTI-ESTREPTOLISINA O (ASO) - SLIDE

31448	1 x 3 mL
31019	50 tests
31086	150 tests

PROTEÍNA C-REACTIVA (PCR) - SLIDE

31107	1 x 3 mL
31011	50 tests
31012	150 tests

- Prueba de seroaglutinación
- Disponible para prueba en porta.
- Alta especificidad y sensibilidad

FACTORES REUMATOIDEOS (RF) - SLIDE

31108	1 x 3 mL
31013	50 tests
31014	150 tests

Serodiagnóstico Sífilis

RPR-CARBON

36001	100 tests
36002	500 tests



Código	Cantidad	Información adicional
Serodiagnóstico Febril		

SALMONELLA

33080	8 x 100 tests	Salmonella paratyphi AO, Salmonella paratyphi AH, Salmonella paratyphi BO, Salmonella paratyphi BH, Salmonella paratyphi CO, Salmonella paratyphi CH, Salmonella typhi H, Salmonella typhi O
-------	---------------	---

ANTÍGENOS FEBRILES

33301	5 mL	Salmonella paratyphi AH
33302	5 mL	Salmonella paratyphi AO
33303	5 mL	Salmonella paratyphi BH
33304	5 mL	Salmonella paratyphi BO
33305	5 mL	Salmonella paratyphi CH
33306	5 mL	Salmonella paratyphi CO
33307	5 mL	Salmonella typhi H
33308	5 mL	Salmonella typhi O
33510	1 mL	Control Positivo de Salmonella
33503	1 mL	Control Negativo de Serología

- Disponible para prueba en portaobjetos y en tubo.
- Prueba de seroaglutinación.
- Alta sensibilidad y especificidad.



Prevecal



Control de calidad externo

Sistema Internacional de Evaluación Externa de la Calidad

PREVECAL

- Programa anual de comparación de resultados entre laboratorios
- Mediciones mensuales y trimestrales de diferentes materiales de control
- El informe final resume todos los informes mensuales y trimestrales, y muestra datos adicionales sobre el desempeño.
- Participación en línea a través de www.prevecal.net.

Código	Cantidad	Components
Química clínica		
PREVECAL BIOQUÍMICA BOVINO* 18027	12 x 5 mL	Ácido Úrico, Albúmina, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-Amilasa, Bilirrubina Total, Calcio, Cloro, Colesterol, HDL-Colesterol, CK, Creatinina, Glucosa, γ-GT, Fósforo, Hierro, Lactato**, LDH, Lipasa, Magnesio, Potasio, Proteínas, Sodio, Triglicéridos, Urea y Zinc**.
PREVECAL BIOQUÍMICA HUMANO* 18045	12 x 5 mL	Ácido Úrico, ALT, Albúmina, α-Amilasa, α-Amilase Pancreática**, Ast, β-Hidroxibutirato**, Bilirrubina Directa y Total, Calcio, Cloro, Colesterol, Colinesterasa, HDL-Colesterol, Hierro, CK, Creatinina, ALP, Fósforo, Glucosa, γ-GT, Lactato**, Ldh, LDL-Colesterol, Lipasa, Magnesio, Potasio, Proteínas, Sodio, Triglicéridos, Urea y Zinc**.
PREVECAL REUMA* 31009	12 x 1 mL	Estreptolisina O, Factores Reumatoideos y Proteína C Reactiva.
PREVECAL PROTEÍNAS* 31010	12 x 1 mL	α1-Glicoproteína Ácida**, Complementos C3 y C4, CRP-hs**, Ferritina, Inmunoglobulinas (A, G y M), Prealbúmina** y Transferrina.
PREVECAL ORINA** 18067	12 x 5 mL	Ácido Úrico, Albúmina (MAU), α-Amilasa, α-Amilasa Pancreática, Calcio, Cloro, Citrato, Creatinina, Fósforo, Glucosa, Magnesio, Potasio, Proteínas, Sodio y Urea.
PREVECAL VETERINARIA** 18081	12 x 5 mL	Ácidos biliares, Ácido úrico, Albúmina, ALP, ALT, AST, α-Amilasa, β-hidroxibutirato, Bilirrubina total, Calcio, Cloruro, Colesterol, Colesterol HDL, Colinesterasa, CK, Creatinina, Glucosa, γ-GT, Fosfato inorgánico, Hierro, Lactato, LDH, Lipasa, Magnesio, Potasio, Proteína total, Sodio, Triglicéridos, Urea y Zinc.
PREVECAL COAGULACIÓN** 18082	12 x 1 mL	Fibrinógeno Clauss, Tiempo de Protrombina, Tiempo de Tromboplastina Parcialmente Activada, Tiempo de Trombina.

*Acreditado según la norma ISO 17043.

** No acreditado según la norma ISO 17043.



Productos de distribución



Urianálisis

U120-Smart

- Lector de tiras de orina para screening urinario.
- Opción de prueba única: 60 pruebas/hora.
- Opción de prueba continua: 120 pruebas/hora.
- Longitud de onda (LED monocromático de 525 nm y 635 nm).
- Posibilidad de utilizar diferentes tipos de tira (8-13 parámetros).
- Conexión a LIS. Software fácil de usar y en castellano.
- Almacenamiento automático de los últimos 2.000 resultados.
- Lector código de barras (opcional).



U-500

- Lector de tiras de orina para screening urinario.
- 500 test hora.
- Posibilidad de utilizar diferentes tipos de tira (8-13 parámetros).
- Conexión a LIS. Software fácil de usar y en castellano.
- Almacenamiento automático de los últimos 2.000 resultados.
- Lector código de barras (opcional).
- Capacidad de eliminación de residuos hasta 150 tiras.



Ítem

Cantidad

Código

U120-Smart analizador tiras de orina	-	U117-101
U500 analizador tiras de orina	-	U211-101
Tiras de orina 10 parámetros	1 x 50 tiras	U031-101
Tiras de orina 10 parámetros	1 x 100 tiras	U031-101-CBNO
Tiras de orina 11 parámetros	1 x 100 tiras	U031-111
Lector código de barras	-	U221-11
Tiras secas control orina	10 nivel 1 + 10 nivel 2	U021-011

Análisis de iones

Analizador automático Na^+ , K^+ , Cl^-

- Electrolitos disponibles: Na^+ , K^+ , Cl^- (Ca^{2+} / Li^+ opcional).
- Muestras por día: de 20 a 50.
- Volumen de muestra: desde 120 μL .
- Tiempo de medición en en suero y orina: < 60 segundos (medición, lavado, calibración de un punto e impresión).
- Rendimiento: 60 muestras por hora (suero).
- Calibración: automática cada 8h / bajo demanda.



Analizador semiautomático Na^+ , K^+ , Cl^-

- Electrolitos disponibles: Na^+ , K^+ , Cl^- (Ca^{2+} / Li^+ opcional).
- Muestras por día: de 1 a 20.
- Volumen de muestra: desde 120 μL .
- Tiempo de medición en suero y orina: < 60 segundos (medición, lavado, calibración de un punto e impresión).
- Rendimiento: 60 muestras por hora (suero).
- Calibración: semiautomática (STD A/STD B).



Ítem	Cantidad	Código
Analizador automático Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻	-	EQ0722
Analizador semiautomático Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻	-	EQ0721
ISE Pack de Calibración (Automático)	1 unidad	IN0100
ISE Kit de Calibración (Semiautomático)	1 unidad	IN0200
Electrodo de referencia	1 unidad	EL0001
Electrodo de Sodio (Na ⁺)	1 unidad	EL0002
Electrodo de Potasio (K ⁺)	1 unidad	EL0003
Electrodo de Cloro (Cl ⁻)	1 unidad	EL0004
Electrodo de Calcio (Ca ²⁺)	1 unidad	EL0005
Electrodo de Litio (Li ⁺)	1 unidad	EL0006
Detector de muestra	1 unidad	EL0007
Limpiador de muestras	1 unidad	IN0050
Solución de lavado	1 x 100 mL	IN0400
Diluyente de Orina	1 x 150 mL	IN0300
Acondicionador de Na ⁺	1 x 20 mL	IN0600
Diestro control 3 Niveles	3 x 15 mL	IN0750
Papel térmico impresora	1 unidad	RT55501812B

Sistema ichroma

Analizador compacto para técnicas de inmunofluorescencia que permiten la cuantificación de diferentes analitos en suero, plasma, sangre total, orina y heces. Permite el seguimiento de enfermedades cardíacas, tumorales, diabetes, infecciosas, trastornos hormonales y enfermedades reumáticas.

- Proporciona resultados cuantitativos en 3-12 minutos.
- Calibraciones automáticas integradas por lote/chip de reactivos.
- Más de 50 parámetros disponibles.
- Temporizador múltiple (5 contadores).
- Pantalla táctil e impresora térmica.
- Conexión LIS/LIMS, USB, WIFI y Bluetooth.



Ítem	Cantidad	Código
ichroma II	1 unidad	FPRR021

Prueba	Código	Formato	Tipo de muestra
Perfil Alergias			
ichroma IgE	CFPC-91	25 test	Sangre, suero y plasma
Perfil Cardíaco			
ichroma TRIPLE CARDIACO	CFPC-78	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma CK-MB NEO	CFPC-152	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma CRPhs	CFPC-6	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma D-DIMERO NEO	CFPC-153	25 test	Suero y plasma
ichroma MIOGLOBINA NEO	CFPC-151	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma NT-proBNP	CFPC-77	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma ST2	CFPC-100	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma Tn-I NEO	CFPC-150	25 test	Suero y plasma
ichroma TROPONINA-I PLUS	CFPC-65	25 test	Sangre, suero y plasma
Perfil Diabético			
ichroma HbA1c NEO	CFPC-137	25 test	Sangre
ichroma MICROALBÚMINA	i-CHROMA MAU-25	25 test	Orina
Perfil Hormonal			
ichroma AMH	CFPC-89	25 test	Suero y plasma
ichroma CORTISOL	CFPC-24	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma β-HCG	CFPC-36	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma β-HCG PLUS	CFPC-66	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma LH	13010	25 test	Suero y plasma
ichroma TSH	CFPC-22	25 test	Suero y plasma
ichroma TSH PLUS	CFPC-45	25 test	Suero y plasma
ichroma T4	CFPC-26	25 test	Suero y plasma
ichroma T4 Free	CFPC-164	25 test	Suero y plasma
ichroma T3	CFPC-44	25 test	Suero y plasma
ichroma PROGESTERONA	CFPC-21	25 test	Suero y plasma
ichroma PROLACTINA	CFPC-27	25 test	Suero y plasma
ichroma TESTOSTERONA	13012	25 test	Suero y plasma
ichroma FSH	CFPC-35	25 test	Suero y plasma

Prueba	Código	Formato	Tipo de muestra
Perfil Infecciosas			
ichroma CRP	i-CHROMA CRP-25	25 test	Suero y plasma
ichroma H. PILORY	CFPC-81	25 test	Heces
ichroma Igra-TB 25	CFPC-86-1	150 test	Sangre
ichroma IGRA-TB Tubos	CFPO-206	150 test	
ichroma PCT	CFPC-23-1	10 test	Sangre, suero y plasma
ichroma PCT PLUS G	CFPC-136	25 test	Sangre, suero y plasma
Perfil Oncológico			
ichroma AFP NEO	CFPC-156	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma CALPROTECTIN	CFPC-83	25 test	Heces
ichroma CEA NEO	CFPC-158	25 test	Suero y plasma
ichroma iFOB NEO	CFPC-15-1	25 test	Heces
ichroma PSA NEO	CFPC-157	25 test	Sangre, suero y plasma
Perfil Reumático			
ichroma FR IgM	CFPC-39	25 test	Suero y plasma
ichroma ASO	CFPC-46	25 test	Suero y plasma
Otros			
ichroma FERRITINA	CFPC-32	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma INTERLEUCINA 6 (IL-6)	CFPC-116	25 test	Sangre, suero y plasma
ichroma VITAMINA D NEO	CFPC-133	25 test	Suero/Plasma
ichroma CYFRA21-1	CFPC-140	25 test	Suero/Plasma
ichroma CISTATINA C	CFPC-43	25 test	Suero y plasma

Artículo	Código	Formato
Consumibles y Accesorios		
MICROPIPETA 10µl	PMRT018	1 ud
MICROPIPETA 30µl	PMRT020	1 ud
MICROPIPETA 50µl	PMRT021	1 ud
MICROPIPETA 75µl	PMRT022	1 ud
MICROPIPETA 100µl	PMRT023	1 ud
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS	CFPO-41	1 ud
CAPILARES HbA1c 5µl	CFPO-19	250 uds
BLOQUE TÉRMICO VITAMINA D	SA43021	1 ud
CÁMARA INCUBADORA	FPRR009	1 ud
CARTUCHO VERIFICACIÓN DE SISTEMA	FPCC152	1 ud
PAPEL TÉRMICO IMPRESORA	AC15161	1 ud
Controles		
CONTROL AMH Control Antimulleriana (Liofilizado)	CFPO-214	2 x 1 mL
CONTROL CALPROTECTINA Control Calprotectina (Liofilizado)	CFPO-211	2 x 0,5 mL
CONTROL CARDÍACO Control Mioglobina , CK-MB, Tn-I, NT-proBNP (Liofilizados)	CFPO-98	2 x 0,5 mL
CONTROL Cyfra 21-1 Control Cyfra 21-1(Liofilizado)	CFPO-357	2x0.5 mL
CONTROL CRP Control CRP (Líquido)	CFPO-100	2 x 0,5 mL
CONTROL CRPhs Control CRPhs	CFPO-374	2 x 0.5 mL
CONTROL D-DIMERO Control Dimero D (Liofilizado)	CFPO-101	2 x 0,5 mL

Artículo	Código	Formato
CONTROL FERRITINA Control Ferritina (Liofilizado)	CFPO-99	2 x 0,5 mL
CONTROL HbA1c Control HbA1c (Liofilizado)	CFPO-96	2 x 0,5 mL
CONTROL HORMONAS Control TSH, T4, T3, hCG, LH, FSH, PRL, Cortisol, Progesterona, Testosterona (Liofilizado)	CFPO-95	2 x 1 mL
CONTROL iFOB Control iFOB (Líquido)	CFPO-14	2 x 0,2 mL
CONTROL IGRA-TB Control IGRA-TB (Liofilizado)	CFPO- 294	2 x 0,5 mL
CONTROL MAU Control MAU (Líquido)	CFPO-4	2 x 0,5 mL
CONTROL PCT Control PCT (Liofilizado)	CFPO-97	2 x 1 mL
CONTROL PCT PLUS Control PCT Plus (Liofilizado)	CFPO-225	2 x 1 mL
CONTROL RF IgM Control IgM (Líquido)	CFPO-103	2 x 0,2 mL
CONTROL ST2 Control ST2 (Liofilizado)	CFPO-289	2x 1mL
CONTROL T4 Free Control T4 Free (Liofilizado)	CFPO-375	2 x 1mL
CONTROL Tn-I Plus Control Tn-I (Liofilizado)	CFPO-212	2 x 1 mL
CONTROL TUMORAL Control PSA, AFP y CEA (Liofilizado)	CFPO-94	2 x 1 mL
CONTROL VITAMINA D Control Vitamina D (Liofilizado)	CFPO-102	2 x 0,5 mL

Reactivos de bioquímica especial

Prueba	Código	Comentario	Formato
α1-ANTITRIPSINA			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual (apto para automatización)	AT3236		2 x 20mL
ACETOACETATO			
<i>Método Enzimático</i>			
Manual (apto para automatización)	BB3.3061	PI	1 x 35 mL + 5 x 6 mL + 1 x 5 mL
ALDOLASA			
<i>Cinética UV</i>			
Manual (apto para automatización)	ALD101		1 x 100 mL
ALDOLASA			
<i>Cinética UV</i>			
Manual (apto para automatización)	CC02700		5 x 20 mL
ALBÚMINA GLICADA			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ112B-KY1		1 x 60 mL + 1 x 17 mL
ANTITROMBINA III			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual (apto para automatización)	AN3282		2 x 20mL
CADENAS LIGERAS KAPPA (LIBRES + TOTALES)			
<i>Ensayo Inmunoturbidimétrico para la Determinación en Suero y Orina</i>			
Manual (apto para automatización)	KA3300		2 x 20 mL
CADENAS LIGERAS LAMBDA (LIBRES + TOTALES)			
<i>Ensayo Inmunoturbidimétrico para la Determinación en Suero y Orina</i>			
Manual (apto para automatización)	LA3310		2 x 20 mL
CISTATINA C			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ133C-KY1		1 x 60 mL + 1 x 12 mL
COLORO			
<i>Colorimétrico</i>			
Manual	CL170	PI	4 x 100 mL
FOSFOLIPIDOS			
<i>Ensayo Enzimático</i>			
Manual (apto para automatización)	PL360	PI	10 x 20 mL
HEMOGLOBINA TOTAL			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual (apto para automatización)	THEMO395		4 x 40 mL
IMMUNOGLOBULINA E (IgE)			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual (apto para automatización)	IGE62		2 x 15 + 2 x 4 mL

Prueba	Código	Comentario	Formato
LIPOPROTEINA A			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ131B-KY1		1 x 60 mL + 1 x 12 mL
LISOENZIMA			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual	CY07-72		12 x 6 mL
LITIO			
<i>Enzimático</i>			
Manual	DZ116B-KH1		2 x 20 mL + 2 x 10 mL
MIELOPEROXIDASA (MPO)			
<i>Enzimático</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ178B-K	PI	1 x 45 mL + 1 x 12 mL
N-AcetII-β-D-GLUCOSAMINIDASA (NAG)			
<i>Colorimétrico</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ062A-K		1 x 75 mL + 1 x 15 mL + 1 x 30 mL
5´-NUCLEOTIDASA (5´-NT)			
<i>Enzimático</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ123A-K		1 x 50 mL + 1 x 25 mL
PIRUVATO			
<i>Enzimático</i>			
Manual (apto para automatización)	BB3.3040	PI	1 x 35 mL + 5 x 6 mL + 1 x 5 mL
	PY8826	PI	5 x 20 mL + 1 x 15,5 mL
PIRUVATO QUINASA			
<i>Enzimático</i>			
Manual (apto para automatización)	PK8831	PI	1 x 60 mL + 20 x 3 mL + 3 x 2 mL
POTASIO			
<i>Enzimático</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ113C-K01		2 x 40 mL + 2 x 10 mL
QUIMIOTRIPSINA			
<i>Colorimétrico</i>			
Manual (apto para automatización)	BB3.2909	PI	9 x 2 mL
Solución disolvente	BB3.2912		1 x 500 mL
SODIO			
<i>Ensayo Enzimático</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ114B-K01		2 x 40 mL + 2 x 20 mL
VITAMINA D			
<i>Turbidimetría</i>			
Manual (apto para automatización)	DZ888A-K		1 x 40 mL + 1 x 10 mL
XILOSA			
<i>Fluoroglucinol</i>			
Manual (apto para automatización)	CM12-60T	PI	2 x 95 mL + 1 x 20 mL
XILOSA U.V.			
<i>Fluoroglucinol</i>			
Manual (apto para automatización)	CC03000	PI	1 x 20 mL + 1 x 5 mL

Calibradores

Prueba	Código	Formato
ALBÚMINA GLICADA Liofilizado	DZ112B-CAL	2 x 1 mL
ALDOLASA Liofilizado	ALDOCAL	3 x 1 mL
ALDOLASA Liofilizado	CC03340	2 x 1 mL
CISTATINA C Liofilizado	DZ133C-CAL	5 x 1 mL
KAPPA y LAMBDA ORINA Líquido 5 niveles	CALPRO6	5 x 1 mL
LIPOPROTEINA Líquido	DZ131B-CAL	5 x 1 mL
LISOZIMA Liofilizado	7500	1 x 1 mL
LITIO Liofilizado	DZ116B-CAL	3 x 3 mL
MIELOPEROXIDASA Líquido 5 Niveles	DZ178B-CAL	5 x 1 mL
POTASIO Líquido	DZ113C-CAL	2 x 1 mL
SODIO Líquido	DZ114B-CAL	2 x 1 mL
5´-NUCLEOTIDASA Liofilizado	DZ123A-CAL	1 x 1 mL
N-ACETILGLUCOSAMINA (NAG) Liofilizado	DZ062A-CAL	1 x 2 mL
CALIBRADOR DE PLASMAPROTEÍNAS Líquido 5 Niveles α1 antitripsina, Ceruloplasmina, Haptoglobina, IgE, Cadenas Ligeras Kappa y Lambda	CALPRO 1	5 x 1 mL
CALIBRADOR DE PLASMAPROTEINAS (Elevated level) Líquido α1 antitripsina, Antitrombina III, IgE, Cadenas Ligeras Kappa y Lambda	CALPRO45	1 x 5mL
VITAMINA D Líquido 5 Niveles	DZ888A-CAL	5 x 1 mL

Controles

Prueba	Código	Formato
ACETOACETATO		
Liofilizado		
Acetoacetato Nivel Medio	BB3.3062	10 x 1 mL
Acetoacetato Nivel Elevado	BB3.3063	10 x 1 mL
Acetoacetato Nivel Extra Elevado	BB3.3064	10 x 1 mL
ALBÚMINA GLICADA		
Liofilizado 2 Niveles	DZ112B-CON	2 x 1 mL
ALDOLASA		
Liofilizado 2 Niveles	CC03330	2 x 1 mL
CISTATINA C		
Liofilizado 2 Niveles	DZ133C-CON	2 x 1 mL
COBRE/ZINC		
Niveles I y II	CC02780	2 x 5 mL + 2 x 5 mL
ECA		
Liofilizados		
Nivel I	ANOR8867	6 x 1 mL
Nivel II	AEL8868	6 x 1 mL
KAPPA Y LAMBDA ORINA		
Líquido	PROL17	1 x 3 mL
LIPOPROTEINA		
Líquido	DZ131B-CON	2 x 1 mL
LISOENZIMA		
Liofilizado	7522	2 x 1 mL
LITIO		
Liofilizado	DZ116B-CON	2 x 3 mL
MIELOPEROXIDASA		
Líquido 2 Niveles	DZ178B-CON	2 x 3 mL
5'-NUCLEOTIDASA		
Liofilizado	DZ123A-CON	2 x 1 mL
N-ACETILGLUCOSAMINA (NAG)		
Liofilizado	DZ062A-CON	1 x 2 mL
PIRUVATO		
Liofilizado		
Piruvato Nivel Normal-Bajo	BB3.3112	10 x 1 mL
Piruvato Nivel Superior	BB3.3113	10 x 1 mL
Piruvato Nivel Extra Superior	BB3.3114	10 x 1 mL

Prueba	Código	Formato
PIRUVATO QUINASA		
Liofilizado	PKCO32	4 x 1 mL
PLASMA PROTEÍNAS NORMAL		
Líquido Nivel I	PRONOR	2 x 3 mL
α1 antitripsina, Antitrombina III, IgE Cadenas Ligeras Kappa y Lambda		
PLASMA PROTEÍNAS ELEVADO		
Líquido Nivel II	PROEL	2 x 3 mL
α1 antitripsina, Antitrombina III, IgE Cadenas Ligeras Kappa y Lambda		
QUIMOTRIPSINA		
Liofilizado		
Quimiotripsina Nivel Bajo	BB3.2910	10 x 1 mL
Quimiotripsina Nivel Superior	BB3.2986	10 x 1 mL
SUBSTRATO CONTROL		
Liofilizado		
Nivel Bajo	SCL3006	6 x 2 mL
Nivel Elevado	SCE3005	6 x 2 mL
SUERO CONTROL NORMAL (CNU)		
Liofilizado		
Aldolasa, Fosfolípidos	CNU	5 x 5 mL
SUERO CONTROL PATOLÓGICO (CPU)		
Liofilizado		
Aldolasa, Fosfolípidos	CPU	5 x 5 mL
VITAMINA D		
Liofilizado 2 Niveles	DZ888A-CON	2 x 3 mL
XILOSA CONTROL		
Líquido 2 Niveles	CC02630	2 x 1 mL

Pruebas rápidas

Prueba	Código	Formato	Tipo de muestra
Salud Reproductiva			
TEST DE EMBARAZO (hCG) - TIRA Test embarazo (25 mIU/ml)	FHC-101	50 tests	Orina
TEST DE EMBARAZO (hCG) - CASETE Test embarazo (25 mIU/ml)	FHC-102	25 tests	Orina
TEST DE EMBARAZO (hCG) ALTA SENSIBILIDAD - TIRA Test embarazo (10 mIU/ml)	FHC-U101	50 tests	Orina
TEST DE EMBARAZO (hCG) ALTA SENSIBILIDAD - CASETE Test embarazo (10 mIU/ml)	FHC-U102	25 tests	Orina
TEST DE EMBARAZO (hCG) - TIRA Test embarazo (25 mIU/ml)	FHC-201	50 tests	Suero, plasma y orina
TEST DE EMBARAZO (hCG) - CASETE Test embarazo (25 mIU/ml)	FHC-202	25 tests	Suero, plasma y orina
TEST DE EMBARAZO (hCG) ALTA SENSIBILIDAD - TIRA Test embarazo (10 mIU/ml)	FHC-U201	50 tests	Suero, plasma y orina
TEST DE EMBARAZO (hCG) ALTA SENSIBILIDAD - CASETE Test embarazo (10 mIU/ml)	FHC-U202	25 tests	Suero, plasma y orina
AMH ANTIMULLERIANA - CASETE Test rápido determinación de pH	FAMH-402	25 tests	Suero, plasma y orina
FIBRONECTINA FETAL (fFN) - CASETE Test rápido para la detección de fibronectina fetal	FFF-502	25 tests	Secreciones vaginales
DETERMINACIÓN DE PH VAGINAL - CASETE Test rápido determinación de pH	IVPH-504	25 tests	Secreciones vaginales
Enfermedades Infecciosas			
ADENOVIRUS - CASETE Test rápido para la detección de Adenovirus	IAD-602	25 tests	Heces
CAMPILOBACTER - CASETE Test rápido para la detección de Campylobacter spp	ODZ-160	20 test	Heces
CANDIDA ALBICANS - CASETE Test rápido para la detección de Candida Albicans	ICA-502	10 test	Torundas
C. DIFFICILE AG (GHD) - CASETE Test rápido para la detección de antígeno GHD de C. difficile	ODZ-330	20 tests	Heces
C. DIFFICILE GDH + TOXINA A + TOXINA B COMBO - CASETE Test rápido para la detección diferencial de toxina A y B de C. difficile	ICD-635	10 tests	Heces
CHAGAS - CASETE Test rápido para la detección de Chagas	ICHA-402	20 tests	Sangre, suero y plasma
CHIKUNGUNYA IgG/IgM - CASETE Test rápido para la detección de Chikungunya	ICHI-402	25 tests	Sangre, suero y plasma


Prueba	Código	Formato	Tipo de muestra
CRYPTO GIARDIA - CASETE Test rápido para la detección de Cryptosporidium spp y Giardia spp	ODZ-055	20 tests	Heces
DENGUE COMBO (Ag y Ac) - CASETE Test rápido para la detección de Dengue	IDEC-425	25 tests	Sangre, suero y plasma
DENGUE (IgG/IgM) - CASETE Test rápido para la detección de Dengue	IDEN-402	10 tests	Sangre, suero y plasma
DENGUE NS1 (Ag) - CASETE Test rápido para la detección de Dengue	IDES-402	10 tests	Sangre, suero y plasma
E. COLI - CASETE Test rápido para la detección de E. coli	ODZ-028	20 tests	Heces
ENTEROVIRUS - CASETE Test rápido para la detección de Enterovirus	ODZ-187	20 tests	Heces
ENTOMOEBA HISTOLICA - CASETE Test rápido para la detección de Entamoeba Histolica	IEH-602	10 tests	Heces
GIARDIA - CASETE Test rápido para la detección de Giardia spp	ODZ-016	20 tests	Heces
GONORREA - CASETE Test rápido para la detección de Gonorrea	IGO-502	20 tests	Torunda
H. PYLORI Ac Test rápido para la detección de anticuerpos Helicobacter pylori	IHP-302	25 tests	Suero y plasma
H. PYLORI Ac Test rápido para la detección de anticuerpos Helicobacter pylori	IHP-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
H. PYLORI Ac Test rápido para la detección de antígenos Helicobacter pylori	IHP-602	20 tests	Heces
INFLUENZA A+B - CASETE Test rápido para la detección de Influenza A+B	IIN-502	20 tests	Aspirados nasofaríngeos / hisopos nasofaríngeos / garganta
INFLUENZA A - CASETE Test rápido para la detección de Influenza A	IFLA-502	20 tests	Aspirados nasofaríngeos / hisopos nasofaríngeos / garganta
LACTOFERRINA - CASETE Test rápido para la detección de Lactoferrina humana	ODZ-085	20 tests	Heces humanas
LEISMANIA IgG/IgM - CASETE Test rápido para la detección de Leishmania (anticuerpos)	ILEI-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
LEPTOSPIRA IgG/IgM - CASETE Test rápido para la detección de Leptospira (anticuerpos)	ILEP-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
LYME IgG/IgM Test rápido para la detección de Borrelia (anticuerpos)	ILY-402	10 tests	Sangre, suero y plasma
MALARIA P.F. / PAN - CASETE Test rápido para la detección de Malaria (Plasmodium falciparum / vivax / ovale / malariae)	IMPN-402	25 test	Sangre total

Prueba	Código	Formato	Tipo de muestra
MONONUCLEOSIS - CASETE Test rápido para la detección de Mononucleosis	IMO-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
NOROVIRUS - CASETE Test rápido para la detección de Norovirus	INO-602	25 tests	Heces
ROTAVIRUS Y ADENOVIRUS COMBO - CASETE Test rápido para la detección de Rotavirus y Adenovirus	IRAC-625	25 tests	Heces
ROTAVIRUS - CASETE Test rápido para la detección de Rotavirus	IRO-602	25 tests	Heces
RSV - CASETE Test rápido para la detección del virus respiratorio sincitial	ODZ-065	20 tests	Muestras nasofaríngeas
RSV - TIRA Test rápido para la detección del virus respiratorio sincitial	ODZ-021	20 tests	Muestras nasofaríngeas
SAA - CASETE Test rápido para la detección de SAA	OSA-402	10 tests	Sangre, suero y plasma
SAA+CRP COMBO - CASETE Test rápido para la detección de SAA+CRP	OCSC-425	10 tests	Sangre, suero y plasma
SALMONELA - CASETE Test rápido para la detección de Salmonella spp	ODZ-174	20 tests	Heces humanas
STREP A - TIRA (línea de control en azul) Test rápido para la detección de Strep A	ISTB-501	25 tests	Hisopos
STREP A - CASETE (línea de control en rojo) Test rápido para la detección de Strep A	IST-502	20 tests	Hisopos
STREP B - CASETE Test rápido para la detección de Strep B	ISB-502	20 tests	Hisopos
SIFILIS - TIRA Test rápido para la detección de Sífilis	ISY-301	50 tests	Suero y plasma
SIFILIS - CASETE Test rápido para la detección de Sífilis	ISY-302	25 test	Suero y plasma
SIFILIS - TIRA Test rápido para la detección de Sífilis	ISY-401	50 tests	Sangre, suero y plasma
SIFILIS - CASETE Test rápido para la detección de Sífilis	ISY-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
TETANOS - CASETE Test rápido para la detección de Clostridium tetani	ITE-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
TUBERCULOSIS - CASETE Test rápido para la detección de Tuberculosis	ITB-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
TIFUS - CASETE Test rápido para la detección de Fiebre Tifoidea	ITY-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
TRICROMONA - CASETE Test rápido para la detección de Tricromona	ITV-502	10 tests	Torunda

Prueba	Código	Formato	Tipo de muestra
Drogas de Abuso			
PANEL 3 DROGAS - CASETE Test rápido para la detección de drogas de abuso, THC, COC, OPI	DOA-135	25 tests	Orina
PANEL 5 DROGAS - CASETE Test rápido para la detección de drogas de abuso, AMP, COC, OPI, THC, BAR	DOA-155	25 tests	Orina
PANEL 6 DROGAS - CASETE Test rápido para la detección de drogas de abuso, AMP, COC, BZO, THC, MTD, OPI	DOA-165	25 tests	Orina
PANEL 9 DROGAS - CASETE Test rápido para la detección de drogas de abuso, AMP, COC, OPI, THC, BZO, MET, BAR, PCP, TCA	DOA-194	25 tests	Orina
PANEL 10 DROGAS - CASETE Test rápido para la detección de drogas de abuso, AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, TCA, THC	DOA-1105	25 tests	Orina
ANFETAMINA (AMP) - CASETE Test rápido para la detección de Anfetamina	DAM-102	25 tests	Orina
ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS (TCA) - CASETE Test rápido para la detección de Antidepresivos tricíclicos	DTC-102	25 tests	Orina
BARBITÚRICO (BAR) - CASETE Test rápido para la detección de Barbitúricos	DBA-102	25 tests	Orina
BENZODIAZEPINA (BZO) - CASETE Test rápido para la detección de Benzodiazepina	DBZ-102	25 tests	Orina
BUPRENORFINA (BUP) - CASETE Test rápido para la detección de Buprenorfina	DBU-102	25 tests	Orina
COCAINA (COC) - CASETE Test rápido para la detección de Cocaína	DCO-102	25 tests	Orina
COTININA (COT) - CASETE Test rápido para la detección de Cotinina	DCT-102	25 tests	Orina
ÉXTASIS (MDMA) - CASETE Test rápido para la detección de Éxtasis	DMD-102	25 tests	Orina
FENCICLIDINA (PCP) - CASETE Test rápido para la detección de Fenciclidina	DPC-102	25 tests	Orina
MARIHUANA (THC) - CASETE Test rápido para la detección de Marihuana	DTH-102	25 tests	Orina
METADONA (MTD) - CASETE Test rápido para la detección de Metadona	DMT-102	25 tests	Orina
METANFETAMINA (MET) - CASETE Test rápido para la detección de Metanfetamina	DME-102	25 tests	Orina
OPIACEOS (OPI) - CASETE Test rápido para la detección de Opiaceos	DOP-102	25 tests	Orina

Prueba	Código	Formato	Tipo de muestra
Marcadores Oncológicos			
AFP - CASETE Test rápido para la detección de AFP	TAF-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
CALPROTECTINA - CASETE Test rápido para la detección de Calprotectina	OCAL-602	10 tests	Heces
CALPROTECTINA - CASETE Test rápido para la detección de Calprotectina	ODZ-248	20 tests	Heces
CEA - CASETE Test rápido para la detección de CEA	TCE-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
SANGRE OCULTA - TIRA Test rápido para la detección de sangre oculta en heces	TFO-601	25 tests	Heces
SANGRE OCULTA - CASETE Test rápido para la detección de sangre oculta en heces	TFO-602	25 tests	Heces
Hb/Hp-Hb COMBO - CASETE Test rápido para la detección de Hemoglobina/Haptoglobina	THPB-625	25 tests	Heces
TRANSFERRINA Y FOB COMBO - CASETE Test rápido para la detección de Transferrina y FOB	TTFC-625	25 tests	Suero y plasma
Marcadores Cardíacos			
CK-MB - CASETE Test rápido para la detección de CK-MB	CCK-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
PROTEÍNA C-REACTIVA - CASETE Test rápido para la detección de PCR	CCR-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
PROTEÍNA C-REACTIVA Semicuantitativa - CASETE Test rápido para la detección de PCR	CCR-T402	25 tests	Sangre, suero y plasma
D-DÍMERO - CASETE Test rápido para la detección de dímero D	CDM-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
H-FABP Test rápido para la detección de proteína Cardíaca transportadora de ácidos grasos (H-FABP)	CFA-402	10 tests	Sangre, suero y plasma

Prueba	Código	Formato	Tipo de muestra
H-FABP/cTnI COMBO Test rápido para la detección de la proteína Cardíaca transportadora de ácidos grasos (H-FABP) y Troponina I (cTnI)	CFC-425	25 tests	Sangre, suero y plasma
MIOGLOBINA/CK-MB/TROPONINA I COMBO - CASETE Test rápido para la detección de Mioglobina, CK-MB, y Troponina I	CMA-435	25 tests	Sangre, suero y plasma
MIOGLOBINA - CASETE Test rápido para la detección de Mioglobina	CMY-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
PROCALCITONINA (PCT) - CASETE Test rápido para la detección de Procalcitonina (PCT)	CPC-402	10 tests	Sangre, suero y plasma
cTnI - CASETE Test rápido para la detección de Troponina I	CTI-402	25 tests	Sangre, suero y plasma
NT-proBNP - CASETE Test rápido para la detección de NT-proBNP	CBN-402	10 tests	Sangre, suero y plasma
Marcadores Forenses			
PSA Test rápido para la determinación de PSA (TOTAL)	PSM400F/40	40 tests	Sangre, suero y plasma
AMILASA DIRECTA Test rápido para la detección de amilasa en saliva humana	AMY/40	40 tests	Saliva, Jugo gástrico
HEM DIRECTA Test rápido para la detección de Hemoglobina humana	HBFO7	30 tests	Sangre
PMB Test rápido para la detección de sangre menstrual (determinación humana y dimero-D)	PMB-8	8 tests	Sangre
PMB Test rápido para la detección de sangre menstrual (determinación humana y dimero-D)	PMB-30	30 tests	Sangre
Marcadores Renales			
MICRO-ALBUMINA - CASETE Test rápido para la detección de Microalbúmina	OMIA-102	25 tests	Orina



BioS/06-25 99895

BioSystems Biotech Spain
Costa Brava 30, 08030 Barcelona (Spain)
t. +34 932 747 610
www.biosystems.global

