

Catalog de produse


BioSystems

Veterinary analysis

human - centred biotech



O companie globală
de  biotehnologie
care dezvoltă 
soluții eficiente
pentru diagnosticul
 veterinar.



• Companii • Întreprinderi comune • Birouri de reprezentare

17	+	100	>	700	+	25K
Locații		Piețe		Profesioniști la dispoziția dumneavoastră		Utilizatori activi

Index

Analizoare și dispozitive	5
BTS	6
A15	10
A25	12
BA200	14
BA400	16
iPRO	20
imID	24
Reactivi	26
Avantajele reactivilor BioSystems	27
Reactivi de biochimie	30
Profiluri de testare	31
Reactivi de biochimie	33
Calibratori și standarde	41
Controale	41
Reactivi de imunofluorescență	42
Substraturi	43
Conjugate	43
Controale de imunofluorescență	44
Reactivi/materiale auxiliare	44
Prevecal	46
Controlul Extern al Calității	47

A close-up photograph of a hand wearing a white lab coat sleeve, interacting with a piece of laboratory equipment. The hand is positioned near a dark, recessed area of the machine. The entire image is overlaid with a semi-transparent purple filter. The text 'Analizoare și dispozitive' is written in white at the bottom.

Analizoare și dispozitive

BTS

Analizor Semiautomat cu Tehnologie LED

Caracteristici cheie

- Tehnologie LED (340–670 nm) pentru o mai mare precizie optică.
- Un software foarte intuitiv și ușor de utilizat.
- Ecran tactil complet color pentru acces rapid la meniurile aplicațiilor.
- Cuvă de cuarț de înaltă calitate optică (18 µL).
- Sistem de operare complet - Capacitate mare de stocare a datelor (5GB).
- Design ergonomic și modern.
- Rezultate precise și fiabile folosind reactivi BioSystems.
- Conectivitate directă între PC-uri și/sau dispozitive inteligente.
- Întreținere minimă; nu necesită înlocuirea lămpii și consum redus de energie.
- Marcaj CE.

Informații pentru comandă

Descriere	Cod	Prezentare
Analizor BTS	83000	1 bucată
Hârtie pentru imprimantă termică	AC17433	5 role
Flacoane de soluție de spălare	AC10415	10 x 100 ml









A15


Analizor Automat

Caracteristici cheie

- Încărcarea continuă a probelor în timpul sesiunii de lucru (probe STAT).
- Design inovator și robust.
- Consum redus de apă: mai puțin de 0,5 l/oră.
- Viteza de lucru 150 de teste/oră.
- Funcția de detectare a prozonei reale.
- Tub primar și flacon pediatric în orice poziție.
- Flexibilitate maximă în poziționarea probelor și a reactivilor.
- Volumul minim de reacție 180 μ L.
- Linie dedicată de reactivi speciali pentru biochimie.
- Setări adaptabile ale filtrelor 340, 405, 505, 505, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.

Informații pentru comandă

Descriere	Cod	Prezentare
Analizor A15	83105	-
A15 cu sistem de refrigerare cu 20 de poziții de reactivi într-un frigider	83105C	-
Sistem lichid concentrat	BO11524	1000 ml
Soluție concentrată de spălare	BO13416	100 ml
Rotor de reacție	AC11485	10 buc.
Flacoane de probă (flacoane pediatrice)	AC10770	1000 bucăți
Flacoane pentru reactivi 50 ml + capace	BO11493	10 buc.
Flacoane de reactivi 20 ml + capace	BO11494	10 buc.
Flacoane opace pentru reactivi 50 ml + capace	BO13442	10 buc.
Lampă cu halogen A15 6V/10W	LA10429	5 buc.
Cititor extern de coduri de bare	AC14681	1 buc.



Un sistem compact cu o
robustețe maximă, care
se potrivește laboratorului
dumneavoastră.



A25

Analizor Automat

Caracteristici cheie

- Viteză de lucru de 240 de teste/oră.
- Linie dedicată de reactivi speciali pentru biochimie.
- 30 de poziții refrigerate pentru reactivi de 20 și 50 ml.
- Flexibilitate în poziționarea rackurilor pentru probe și a reactivilor multifuncționali.
- Funcția de detectare a prozonei reale.
- Capacitate STAT nelimitată. Disponibil în orice moment.
- Volumul minim de reacție de 180 μ L.
- Setări adaptabile ale filtrelor: 340, 405, 505, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.
- Condiționarea automată a sistemului fluidic.

Informații pentru comandă

Descriere	Cod	Prezentare
Analizor A25	83101-V2	-
Sistem lichid concentrat	BO11524	1000 ml
Soluție concentrată de spălare	BO13416	100 ml
Rotor de reacție	AC11485	10 buc.
Flacoane de probă (flacoane pediatrice)	AC10770	1000 bucăți
Flacoane pentru reactivi 50 ml + capace	BO11493	10 buc.
Flacoane de reactivi 20 ml + capace	BO11494	10 buc.
Flacoane opace pentru reactivi 50 ml + capace	BO13442	10 buc.
Lampă cu halogen A25 12V/20W	LA10418	5 buc.
Cititor extern de coduri de bare	AC14681	1 buc.



Creșteți capacitatea
laboratorului dumneavoastră
cu un sistem fiabil.



BA200

Analizor Automat

Caracteristici cheie


- Analizor de chimie clinică cu acces aleatoriu pentru laboratoarele de rutină și de urgență.
- Linie de bază dinamică cu tehnologie SMART LED.
- Capacitate mare pentru probe și reactivi (88 de poziții), cel mai înalt grad de flexibilitate.
- Reactivi cu coduri de bare dedicate.
- Distribuție de înaltă precizie.
- Stație de spălare a rotorului de reacție și evaluare continuă a stării cuvetelor.
- Sistem compact cu întreținere redusă.
- 200 de teste reale/oră, chiar și cu reacții bi-reactive.

Informații pentru comandă

Descriere	Cod	Prezentare
Analizor BA200 / Analizor BA200 cu modul ISE	83200/83200ISE	-
Masă cu roțile + suport PC	AC17346	1 bucată
Masă pe roțile	AC17345	1 bucată
Rotoare de reacție	AC11485	10 unități
Soluție concentrată de spălare	AC16434	500 ml
Soluție acidă de spălare (WS1)	AC17201	4 x 20 ml
Soluție alcalină de spălare (WS2)	AC17205	4 x 15 ml
Cuve de prelevare a probelor pediatrice	AC10770	1000 buc.
Flacoane de reactivi de 60 ml + capace	AC16362	10 unități
Flacoane de reactivi de 20 ml + capace	AC16363	10 unități
Flacoane opace pentru reactivi 60 ml + capace	AC16364	10 unități
Flacoane de reactivi opace de 20 ml + capace	AC16365	10 unități

Modul ISE

Cod	Prezentare	Descriere
5201	1 bucată	Electrod de sodiu (Na+)
5202	1 bucată	Electrod de potasiu (K+)
5207	1 bucată	Electrod de clorură (Cl-)
5204	1 bucată	Electrod de referință
5205	1 bucată	Electrod de litiu (Li+)
5206	1 bucată	Electrod de distanțare
5420	1 bucată	Pachet de reactivi Na+/K+/Cl+/Li+
5412	125 ml	Diluent de urină 125 ml
5408	500 ml	Diluent de urină 500 ml
5421	1 bucată	Soluție de curățare pentru ISE
2814	1 bucată	Control pe 2 niveluri (Na+/K+/Cl+/Li+)
2815	1 bucată	Control pe 3 niveluri (Na+/K+/Cl+/Li+)



Vă înțelegem nevoile.
Garantăm flexibilitate
maximă cu performanță
maximă.



BA400

Analizor Automat

Caracteristici cheie

- Viteză de configurare de 400 de teste/oră.
- Viteză maximă de 560 t/h cu modul ISE: Na⁺, K⁺, Cl⁻, Li⁺ (opțional).
- Rotor de probă segmentat pentru o încărcare mai rapidă a probei.
- Hemoliză automată în probe de sânge integral.
- 88 de reactivi refrigerați la bord (6 - 11 °C) pentru flacoanele de reactivi de 20 și 60 ml cu cod de bare.
- Stație de spălare a rotorului de reacție și evaluare continuă a stării cuvetelor.
- Linie de bază dinamică cu tehnologie SMART LED.
- Interval fotometric de până la 3,5 Abs și rezoluție optică de 0,0001 Abs.
- Capacitate completă de integrare LIS (ASTM, HL7).
- Întreținere minimă pentru utilizator.

Informații pentru comandă


Descriere	Cod	Prezentare
Analizor BA400*/ Analizor BA400 cu modul ISE	83400/83400ISE	-
Segmente suplimentare pentru rotorul de probe + adaptoare pediatrice (BA400)	AC17457	3 unități
Rotoare de reacție	AC11485	10 unități
Soluție concentrată de spălare	AC16434	500 ml
Soluție acidă de spălare (WS1)	AC17201	4 x 20 ml
Soluție alcalină de spălare (WS2)	AC17205	4 x 15 ml
Soluție de spălare înalt alcalină (WS3)**	AC17800	2 x 60 ml
Cuve pentru probe pediatrice	AC10770	1000 buc.
Flacoane de reactivi de 60 ml + capace	AC16362	10 unități
Flacoane de reactivi de 20 ml + capace	AC16363	10 unități
Flacoane de reactivi opace de 60 ml + capace	AC16364	10 unități
Flacoane de reactivi opace de 20 ml + capace	AC16365	10 unități

*Aprobat de FDA.

** Verificați necesitatea utilizării.

Modul ISE

Cod	Prezentare	Descriere
5201	1 bucată	Electrod de sodiu (Na ⁺)
5202	1 bucată	Electrod de potasiu (K ⁺)
5207	1 bucată	Electrod de clorură (Cl ⁻)
5204	1 bucată	Electrod de referință
5205	1 bucată	Electrod de litiu (Li ⁺)
5206	1 bucată	Electrod de distanțare
5420	1 bucată	Pachet de reactivi Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺
5412	125 ml	Diluent de urină 125 ml
5408	500 ml	Diluent de urină 500 ml
5421	1 bucată	Soluție de curățare pentru ISE
2814	1 bucată	Control pe niveluri (Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺)
2815	1 bucată	Control pe 3 niveluri (Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ /Li ⁺)



Obiectivul nostru principal este de a optimiza fluxul de lucru al laboratorului și de a îmbunătăți experiența utilizatorului.







iPRO

Procesator de imunofluorescență

Caracteristici cheie

- Rafturi pentru probe adaptabile la 3 tipuri de tuburi (13 mm x 100 mm, 15 mm x 100 mm sau 2 ml).
- 2 tăvițe de diluție cu 96 de flacoane (1,1 ml).
- 2 tăvi pentru diapozitive (16 diapozitive).
- Capacitate pentru până la 10 reactivi (15 ml), 18 controale (2 ml), 1 diluent suplimentar.
- Flacoane externe: 1 L pentru soluția de spălare, 3 L pentru tampon și 3 L pentru deșeuri.
- Detecție de nivel prin conductivitate.
- Spălare a lamelelor prin curgere, utilizând simultan ace de aspirație și de dispersie.
- Cititor de coduri de bare încorporat.

Informații pentru comandă


Descriere	Cod	Prezentare
Procesator iPRO	84101	-
PBS (10x)	44592	100 ml
PBS (10x)	44962	500 ml
Soluție concentrată de spălare	BO13416	100 ml
Adaptor pediatric iPRO	AC14680	68 de unități
Tuburi de diluție iPRO (1,1 ml)	AC14682	960 de unități



Optimizat pentru a lucra
mai mult și mai bine în mai
puțin spațiu.







imID

Microscop de Fluorescență

Caracteristici cheie

- Cap trinocular cu oculare EWF 10x22 mm.
- Sistem optic corectat la infinit cu obiective Plan (10x/0,25; 20x/0,40 și 40x/0,65).
- Iluminat diasopic Köhler 3 W NeoLED.
- Sursă de lumină LED albastră de mare putere pentru fluorescență (470–480 nm).
- Filtre FITC.
- Oprire automată a luminii datorită funcției iCare.
- Aparat foto de mare viteză și sensibilitate datorită conexiunii USB 3.0 și senzorului SONY sCMOS.
- Software intuitiv.

Informații pentru comandă

Descriere	Cod	Prezentare
Microscop imID (microscop optic, modul de fluorescență, cap trinocular)	84201	–
Cap trinocular	AC17455	1 bucată
Aparat foto digital	AC17454	1 bucată
Modul de fluorescență	AC17462	1 bucată

220 mm

400 mm



610 mm



Ani de experiență în dezvoltarea modului nostru de fluorescență adaptat la kiturile noastre.





Reactivi

Beneficiile reactivilor BioSystems

Reducerea costurilor și a forței de muncă

Oferim diferite formate de kituri de reactivi, cu volume diferite pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Economisiți costuri și efort prin utilizarea de reactivi gata de utilizare, cu un termen de valabilitate de până la 36 de luni și o stabilitate ridicată.

Confort și rezultate precise

Pentru confortul utilizatorilor noștri, reactivii noștri sunt automatizați în sistemele noastre, ceea ce înseamnă că sunt ușor de utilizat. În plus, reactivii noștri oferă o precizie excelentă și rezultate mai fiabile.

Soluții sistemice

Ne propunem să oferim o soluție completă utilizatorilor noștri. Prin utilizarea reactivilor noștri împreună cu analizoarele și procesatoarele noastre, sunt garantate rezultate optime. Dispunem de standarde și controale care pot fi trasate la materiale de referință pentru testele de biochimie veterinară, precum și pentru testele de detectare a bolilor vectoriale.

Adaptați noii reactivi la sistemele dumneavoastră

Facilitați-vă rutina de diagnosticare cu gama noastră de reactivi și cu sistemul de automatizare care se potrivește nevoilor dumneavoastră. Aplicațiile teoretice pentru alte analize pot fi furnizate la cerere.

Obțineți sfaturi și sprijin


Oferim materiale suplimentare, cum ar fi broșuri, articole științifice, fișe tehnice și asistență tehnică pentru toți reactivii noștri. Îmbunătățiți diagnosticarea veterinară cu ajutorul tuturor materialelor auxiliare și a consilierii pe care BioSystems le oferă.


Extindeți-vă panoul de teste biochimice speciale

Panoul nostru special de teste permite evaluarea unor parametri foarte specifici care, prin natura lor, sunt utili în diagnosticul veterinar sau în monitorizarea diferitelor condiții patologice rare. Găsiți întregul panou în interior.

Facilitați și asistență pe parcursul procesului

Faceți-vă mai ușoară rutina de diagnosticare cu ajutorul gamei noastre de produse și a sistemului de automatizare care se potrivește nevoilor dumneavoastră. Împreună, acestea vă permit să diagnosticați cele mai răspândite și relevante boli.



A photograph of a dairy farm interior. In the foreground, the head of a brown and white cow is visible on the left. In the background, a black and white cow stands in a stall. The floor is covered with straw. A pink rectangular text box is positioned in the upper right quadrant of the image.

Angajamentul nostru
este de a oferi
laboratoarelor veterinare
din întreaga lume,
sisteme analitice fiabile
și eficiente.

Reactivi de
biochimie

Profiluri de testare biochimică



Anemie

Fier-ferrozină
Lactat dehidrogenază (LDH)
Lactat dehidrogenază (LDH)-IFCC
Lactat de fier-cromazurol



Cardiac

Acizi Grași Neesterificați (NEFA)
Colesterol
Colesterolul LDL direct [TOOS]
Colesterolul HDL direct [TOOS]
Colesterolul HDL
Colesterolul HDL (reactiv de precilPtare)
Colesterolul LDL (reactiv de precilPtare)
Creatin kinaza (CK)
Lactat
Lactat dehidrogenază (LDH)
Lactat dehidrogenază (LDH)-IFCC
Trigliceride



Diabet

βeta-hidroxibutirat
Fructosamină
Glucoză
Lactat



Fertilitatea

Zinc



Infecțioase

Zinc



Ioni

Amoniac
Calciu-Arsenazo
Calciu-Cresolftaleină
Calciu-MTB
Cupru-PAESA
Fier-Cromazurol
Fier-Ferrozină
Fosfor
Magneziu



Lipide

Acizi grași neesterificați (NEFA)
Colesterol
Colesterolul LDL direct [TOOS]
Colesterolul HDL direct [TOOS]
Colesterolul HDL
HDL colesterol (reactiv de precilPtare)
LDL colesterol (reactiv de precilPtare)
Lipază
Trigliceride



Hepatic

Acizi Biliari Totali
Acizi Grași Neesterificați (NEFA)
Alanina Aminotransferază (ALT/GPT)
Albumină
Amoniac
Aspartat Aminotransferaza (AST/GOT)
Bilirubina (Directă)
Bilirubină (Directă) DPD
Bilirubină (Totală)
Bilirubină (Totală) DPD
Bilirubină (Totală și Directă)
Colinesterază (CHE)
Fosfatază Alcalină (ALP)-AMP
Fosfatază Alcalină (ALP)-DEA
Gamma-Glutamiltransferază (γ-GT)
Lactat
Lactat Dehidrogenază (LDH)
Lactat Dehidrogenază (LDH)-IFCC
Proteină (Totală)



Pancreatic

α-Amilaza
α-Amilaza-EPS
α-amilaza pancreatică
Fosfatază alcalină (ALP)-AMP
Fosfatază alcalină (ALP)-DEA
Glucoză
Lipază



Renal

Acid uric
Amoniac
Creatinină
Creatinină enzimatică
Fosfor
Magneziu
Uree/BUN-Color
Uree/BUN-UV



Reactivi pentru biochimie

Test	Cod	RA	RB	ml/Kit	Comentarii
ACIDUL URIC					
Uricază/Peroxidază					
Manual	11821	1 x 50 ml	-	50	IP
	11521	1 x 200 ml	-	200	IP
	11522	1 x 500 ml	-	500	IP
	11540	1 x 1000 ml	-	1000	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12521	10 x 50 ml	-	500	
Sistem Automatizat BA	21521	10 x 60 ml	-	600	
	23521	4 x 60 ml	-	240	
ACIZI BILIARI TOTALI					
Ciclic Enzimatic					
Sistem manual / Automatizat A15/A25	12551	1 x 18 ml	1 x 6 ml	24	IP
Sistem Automatizat BA	21551	2 x 60 ml	2 x 20 ml	160	
	23551	1 x 60 ml	1 x 20 ml	80	
ACIZI GRAȘI NEESTERIFICAȚI (NEFA) NOU					
Acyl-CoA Oxidaza/Peroxidaza					
Manual	11840	2 x 20 ml	2 x 7 ml	54	IP, RA, RB
Sistem Automatizat A15/A25	12540	2 x 20 ml	2 x 7 ml	54	RA, RB
Sistem Automatizat BA	21840	2 x 20 ml	2 x 7 ml	54	RA, RB
α-DIRECT AMILAZA					
Substrat Direct					
Manual	11583	5 x 5 ml	-	25	
	11550	6 x 25 ml	-	150	
Sistem Automatizat A15/A25	12550	5 x 20 ml	-	100	
Sistem Automatizat BA	21550	8 x 20 ml	-	160	
	23550	4 x 20 ml	-	80	
α-AMILASA-EPS					
IFCC					
Manual	11534	1 x 32 ml	1 x 8 ml	40	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12535	1 x 32 ml	1 x 8 ml	40	RT
Sistem Automatizat BA	21534	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	
α-Amilază Pancreatică					
Imunoinhibiție					
Manual	11799	1 x 20 ml	1 x 5 ml	25	
Sistem Automatizat A15/A25	12799	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	
Sistem Automatizat BA	21799	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	
ALANIN AMINOTRANSFERAZA (ALT/GPT)					
IFCC					
Manual	11832	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
	11533	1 x 160 ml	1 x 40 ml	200	RT
	11568	1 x 400 ml	1 x 100 ml	500	RT
	11562	1 x 800 ml	1 x 200 ml	1000	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12533	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	RT
Sistem Automatizat BA	21533	8 x 60 ml	8 x 15 ml	600	
	23533	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
Fosfat de piridoxal (AUX)	11666	1 x 5 ml			

Test	Cod	RA	RB	ml/Kit	Comentarii
ALBUMINA					
<i>Bromocresol Verde</i>					
Manual	11573	1 x 250 ml	-	250	IP
	11547	2 x 250 ml	-	500	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12547	5 x 50 ml	-	250	
Sistem Automatizat BA	21547	10 x 60 ml	-	600	
	23547	4 x 60 ml	-	240	

AMONIAC***Glutamat Dehidrogenază***

Sistem Manual / Automatizat A15/A25	12532	1 x 20 ml	1 x 7 ml	27	RA
Sistem Automatizat BA	23532	1 x 20 ml	1 x 7 ml	27	RA

ASPARTAT AMINOTRANSFERAZA (AST/GOT)***IFCC***

Manual	11830	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
	11531	1 x 160 ml	1 x 40 ml	200	RT
	11567	1 x 400 ml	1 x 100 ml	500	RT
	11561	1 x 800 ml	1 x 200 ml	1000	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12531	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	RT
Sistem Automatizat BA	21531	8 x 60 ml	8 x 15 ml	600	
	23531	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
Fosfat de piridoxal (AUX)	11666	1 x 5 ml			

β-HIDROXIBUTIRAT***Hidroxibutirat dehidrogenază/Diaforază***

Sistem Manual / Automatizat A15/A25	12525	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	
Sistem Automatizat BA	21525	1 x 60 ml	1 x 15 ml	75	

BILIRUBINĂ (DIRECTĂ)***Diazo sulfanilic***

Manual	11511	4 x 40 ml	4 x 10 ml	200	RT
	11545	2 x 400 ml	2 x 100 ml	1000	RT

BILIRUBINĂ (DIRECTĂ) DPD***Diclorofenildiazonium***

Sistem Automatizat A15/A25	12504	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	
Sistem Automatizat BA	21504	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
	23504	1 x 60 ml	1 x 15 ml	75	

BILIRUBINĂ (TOTALĂ)***Sulfanilico Diazoado***

Manual	11510	4 x 40 ml	4 x 10 ml	200	RT
	11544	2 x 400 ml	2 x 100 ml	1000	RT

BILIRUBINĂ (TOTALĂ) DPD***Diclorofenildiazonium***

Sistem Automatizat A15/A25	12506	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	
Sistem Automatizat BA	21506	8 x 60 ml	8 x 15 ml	600	
	23506	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	

BILIRUBINĂ (TOTALĂ ȘI DIRECTĂ)***Diazo sulfanilic***

Manual	11515	2 x 50 ml	2 x 50 ml	200	RT
	11555	1 x 500 ml	1 x 500 ml	1000	RT

CALCIU-ARSENAZO***Arsenazo III***

Manual	11570	1 x 200 ml	-	200	IP
	11571	1 x 500 ml	-	500	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12570	10 x 50 ml	-	500	
Sistem Automatizat BA	21570	10 x 60 ml	-	600	
	23570	4 x 60 ml	-	240	

Test	Cod	RA	RB	ml/Kit	Comentarii
CALCIU-CREZOLFTALEINĂ					
<i>O-Cresolphthalein Complexona</i>					
Manual	11811	1 x 160 ml	1 x 40 ml	200	IP, RT
	11812	1 x 400 ml	2 x 50 ml	500	IP, RT
Sistem Automatizat A15/A25	12513	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	
Sistem Automatizat BA	21511	8 x 60 ml	8 x 15 ml	600	
	23511	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	
CALCIU-MTB					
<i>Albastru de metiltimol</i>					
Manual	11527	2 x 50 ml	2 x 50 ml	200	IP, RT
	11507	1 x 250 ml	1 x 250 ml	500	IP, RT
CUPRU - PAESA NOU					
<i>3,5-DiBr-PAESA</i>					
Manual	11837	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RA + IP
COLESTEROL					
<i>Colesterol oxidaza/peroxidaza</i>					
Manual	11805	1 x 50 ml	-	50	IP
	11505	1 x 200 ml	-	200	IP
	11506	1 x 500 ml	-	500	IP
	11539	1 x 1000 ml	-	1000	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12505	10 x 50 ml	-	500	
Sistem Automatizat BA	21505	10 x 60 ml	-	600	
	23505	4 x 60 ml	-	240	
LDL COLESTEROL DIRECT [TOOS]					
<i>Direct TOOS</i>					
Manual	11785	1 x 60 ml	1 x 20 ml	80	
Sistem Automatizat A15/A25	12785	3 x 20 ml	1 x 20 ml	80	
Sistem Automatizat BA	21785	2 x 60 ml	2 x 20 ml	160	
	23785	1 x 60 ml	1 x 20 ml	80	
REACTIV DE PRECIPITARE A COLESTEROLULUI LDL					
<i>Polivinilsulfat/Polietilenglicol Precipitant</i>					
Manual	11579	1 x 20 ml	-	20	
HDL COLESTEROL					
<i>Fosfotungstat/Mg-colesterol Oxidaza/Peroxidaza</i>					
Manual	11523	2 x 50 ml	2 x 50 ml	200	IP
HDL COLESTEROL DIRECT [TOOS]					
<i>Direct TOOS</i>					
Manual	11757	1 x 60 ml	1 x 20 ml	80	
Sistem Automatizat A15/A25	12757	3 x 20 ml	1 x 20 ml	80	
Sistem Automatizat BA	21594	4 x 60 ml	4 x 20 ml	320	
	23594	1 x 60 ml	1 x 20 ml	80	
REACTIV DE PRECIPITARE A COLESTEROLULUI HDL					
<i>Fosfotungstat Mg²⁺ + Agent de precipitare</i>					
Manual	11648	1 x 50 ml	-	50	IP
COLINESTERAZĂ					
<i>Butiriltiocolină</i>					
Manual	11588	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
	11589	4 x 40 ml	4 x 10 ml	200	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12588	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
Sistem Automatizat BA	21588	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	

Dezvoltăm tehnici
specifice, rapide și
sensibile de analiză
a parametrilor
biochimici în probe
veterinare.



Test	Cod	RA	RB	ml/Kit	Comentarii
CREATIN-KINAZĂ (CK)					
IFCC					
Manual	11790	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
	11791	4 x 40 ml	4 x 10 ml	200	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12524	3 x 12 ml	1 x 10 ml	45	RT
Sistem Automatizat BA	21790	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	
	23790	1 x 60 ml	1 x 15 ml	75	
CREATININA					
Jaffé-compensat					
Manual	11802	1 x 50 ml	1 x 50 ml	100	IP, RT
	11502	2 x 50 ml	2 x 50 ml	200	IP, RT
	11542	1 x 500 ml	1 x 500 ml	1000	IP, RT
Sistem Automatizat A15/A25	12502	5 x 50 ml	5 x 50 ml	500	RT
Sistem Automatizat BA	21502	5 x 60 ml	5 x 60 ml	600	
	23502	5 x 20 ml	5 x 20 ml	200	
CREATININĂ ENZIMATICĂ					
Enzimatică					
Manual	11734	1 x 60 ml	1 x 20 ml	80	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12734	1 x 45 ml	1 x 15 ml	60	
Sistem Automatizat BA	21734	2 x 60 ml	2 x 20 ml	160	
FOSFATAZĂ ALCALINĂ (FAL)-AMP					
Tampon de 2-amino-2-metil-1-propanol (IFCC)					
Manual	11592	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
	11593	1 x 160 ml	1 x 40 ml	200	RT
	11598	4 x 100 ml	2 x 50 ml	500	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12518	5 x 16 ml	2 x 10 ml	100	RT
Sistem Automatizat BA	21592	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
	23592	1 x 60 ml	1 x 15 ml	75	
FOSFATAZĂ ALCALINĂ (FAL)-DEA					
Tampon de dietanolamină					
Manual	11590	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
	11591	4 x 40 ml	4 x 10 ml	200	RT
	11597	4 x 100 ml	2 x 50 ml	500	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12514	5 x 16 ml	2 x 10 ml	100	RT
Sistem Automatizat BA	21590	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
	23590	1 x 60 ml	1 x 15 ml	75	
FOSFOR					
Fosfomolibdat/UV					
Manual	11508	3 x 40 ml	1 x 50 ml	170	IP, RT
Sistem Automatizat A15/A25	12508	3 x 24 ml	2 x 15 ml	100	
Sistem Automatizat BA	21518	4 x 50 ml	4 x 20 ml	280	
	23518	1 x 50 ml	1 x 20 ml	70	
FRUCTOZAMINĂ					
NBT					
Manual	11046	2 x 50 ml	-	100	IP
γ-GLUTAMILTRANSFERASĂ (γ-GT)					
IFCC					
Manual	11584	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
	11520	1 x 160 ml	1 x 40 ml	200	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12520	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	RT
Sistem Automatizat BA	21520	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
	23520	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	

Test	Cod	RA	RB	ml/Kit	Comentarii
GLUCOZĂ					
<i>Glucoză oxidază/peroxidază</i>					
Manual	11803	1 x 50 ml	-	50	IP
	11503	1 x 200 ml	-	200	IP
	11504	1 x 500 ml	-	500	IP
	11538	1 x 1000 ml	-	1000	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12503	10 x 50 ml	-	500	
Sistem Automatizat BA	21503	10 x 60 ml	-	600	
	23503	4 x 60 ml	-	240	

FIER-CROMAZUROL***Cromazurol B***

Manual	11546	4 x 50 ml	-	200	IP
--------	-------	-----------	---	-----	----

FIER-FERROZINĂ***Ferrozină***

Manual	11509	4 x 40 ml	4 x 10 ml	200	IP, RT
Sistem Automatizat A15/A25	12509	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	
Sistem Automatizat BA	21509	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
	23509	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	

LACTAT NOU***Lactat oxidaza/peroxidaza***

Manual	11736	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12736	2 x 40 ml	2 x 10 ml	100	
Sistem Automatizat BA	21736	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
	23736	1 x 60 ml	1 x 15 ml	75	

LACTAT DEHIDROGENAZĂ (LDH)***Piruvat***

Manual	11580	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
	11581	1 x 160 ml	1 x 40 ml	200	RT
Sistem Automatizat A15/A25	12580	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	RT
Sistem Automatizat BA	21580	8 x 60 ml	8 x 15 ml	600	
	23580	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	

LACTAT DEHIDROGENAZĂ (LDH)-IFCC***IFCC***

Manual/Sistem Automatizat A15/A25	11587	1 x 160 ml	1 x 40 ml	200	RT (Manual)
	11586	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50	RT
Sistem Automatizat BA	21586	8 x 60 ml	8 x 15 ml	600	
	23586	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	

LIPAĂ NOU***DGGR***

Manual	11760	1 x 20 ml	1 x 10 ml	30	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12760	1 x 20 ml	1 x 10 ml	30	
Sistem Automatizat BA	21760	1 x 20 ml	1 x 10 ml	30	

MAGNEZIU***Albastru de xilidil***

Manual	11797	4 x 40 ml	4 x 10 ml	200	IP, RT
Sistem Automatizat A15/A25	12797	5 x 16 ml	2 x 10 ml	100	RT
Sistem Automatizat BA	21797	2 x 60 ml	2 x 15 ml	150	
	23797	1 x 60 ml	1 x 15 ml	75	

Test	Cod	RA	RB	ml/Kit	Comentarii
PROTEINE (TOTALE)					
Biuret					
Manual	11800	1 x 50 ml	-	50	IP
	11572	1 x 250 ml	-	250	IP
	11500	2 x 250 ml	-	500	IP
	11553	1 x 1000 ml	-	1000	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12500	10 x 50 ml	-	500	
Sistem Automatizat BA	21513	2 x 60 ml	2 x 20 ml	160	
	23513	1 x 60 ml	1 x 20 ml	80	
TRIGLICERIDE					
Glicerol fosfat oxidază/peroxidază					
Manual	11828	1 x 50 ml	-	50	IP
	11528	4 x 50 ml	-	200	IP
	11529	2 x 250 ml	-	500	IP
Sistem Automatizat A15/A25	12528	10 x 50 ml	-	500	
Sistem Automatizat BA	21528	10 x 60 ml	-	600	
	23528	4 x 60 ml	-	240	
UREE/ BUN-COLOR					
Urează / Salicilat					
Manual	11536	2 x 50 ml	2 x 50 ml	200	IP, RA
	11537	1 x 250 ml	1 x 250 ml	500	IP, RA
UREA/ BUN-UV					
Urează / Glutamat Dehidrogenază					
Manual	11516	4 x 40 ml	4 x 10 ml	200	IP, RT
	11517	2 x 200 ml	2 x 50 ml	500	IP, RT
	11541	1 x 800 ml	1 x 200 ml	1000	IP, RT
Sistem Automatizat A15/A25	12516	5 x 40 ml	5 x 10 ml	250	RT
Sistem Automatizat BA	21516	8 x 60 ml	8 x 15 ml	600	
	23516	4 x 60 ml	4 x 15 ml	300	
ZINC					
Bromo-PAPS					
Sistem Manual / Automatizat A15/A25	12526	2 x 20 ml	1 x 10 ml	50	IP, RA



Calibratori și Standarde

Cod	Prezentare	Componente
AMONIAC, ETANOL, CO ₂ 18065	2 x 5 ml	Amoniac, Etanol, Dioxid de Carbon
BILIRUBINA 11513	1 x 5 ml	Bilirubin
BIOCHIMIE (BOVIN) 18011	5 x 5 ml	Acid Uric, Acizi Biliari Totali, Albumină, ALT/GPT, α-Amilază, AST/GOT, Bilirubină Directă, Bilirubină Totală, Calciu, CK, Clor, Cupru, Colesterol, Creatinină, ACE, Fosfatază Acidă, Fosfatază Alcalină, Fosfor, Glucoză, γ-GT, β-Hidroxibutirat, Fier, Lactat, LDH, Lipază, Magneziu, NEFA, Potasiu, Proteine (Total), Sodiu, Trigliceride, Uree, UIBC și Zinc.
COLESTEROL HDL/LDL 11693	1 x 1 ml	HDL Colesterol direct / LDL Colesterol direct LDL
PROTEINE (URINĂ) 11603	1 x 5 ml	Proteine (urină)

Controale

Cod	Prezentare	Componente
BIOCHIMIE SERICĂ 18005	20 x 5 ml	Acid Uric, Acizi Biliari Totali, Albumină, ALT/GPT, α-Amilază, AST/GOT, Bilirubină Directă, Bilirubină Totală, Calciu, CK, Clor, Cupru, Colesterol, Creatinină, ACE, Fosfatază Acidă, Fosfatază Alcalină, Fosfor, Glucoză, γ-GT, β-Hidroxibutirat, Fier, Lactat, LDH, Lipază, Magneziu, NEFA, Potasiu, Proteine (Total), Sodiu, Trigliceride, Uree, UIBC și Zinc.
FRUCTOZAMINĂ 18057	1 x 1 ml	Fructozamină

A woman in a white lab coat and gloves is working in a laboratory. She is looking through a microscope and writing in a notebook. The background shows laboratory equipment and a wall with a grid pattern.

Reactivi de imunofluorescență

Substraturi

Cod	Prezentare	Descriere
AUTOANTICORPI ANTI-EHRLICHIA (EHRLICHIOZĂ)		
44955	120 de teste	Kit complet, 12 godeuri
44956	120 de teste	Cutie cu 10 lame, 12 godeuri
AUTOANTICORPI ANTI-LEISHMANIA (LEISHMANIOZĂ)		
44950	120 de teste	Kit complet, 12 godeuri
44951	120 de teste	Cutie cu 10 lame, 12 godeuri

Conjugate

Cod	Prezentare	Descriere
CONJUGATE FITC/EVANS IgG CANINE (LEISHMANIA/EHRLICHIA)		
44952	3,5 ml	1 picurător
44960	10 ml	1 sticlă

Controale de Imunofluorescență

Cod	Prezentare	Descriere
CONTROL POZITIV CANIN EHRlichia canis		
44957	0,3 ml	1 flacon
CONTROL POZITIV CANIN Leishmania infantum		
44953	0,3 ml	1 flacon
CONTROL NEGATIV CANIN		
44954	0,3 ml	1 flacon

Reactivi / Materiale auxiliare

Cod	Prezentare	Descriere
MEDIU DE MONTARE		
44959	3 ml	1 picurător
10x PBS		
44958	100 ml	1 sticlă
44962	500 ml	1 sticlă
HÂRTIE ALBĂ		
44669	10 unități	1 pungă (10 x 12 godeuri)
LAMELE		
44897	100 de bucăți	1 cutie (24 x 60 mm)

Vă ascultăm
nevoile și lucrăm
împreună pentru
a dezvolta
soluții flexibile și
personalizate.





Prevecal


Controlul Extern al calității

Sistemul internațional de evaluare externă a calității

- Programul anual de analiză comparativă între laboratoare.
- Măsurătorile lunare și trimestriale ale diferitelor materiale de control.
- Raportul final sintetizează toate rapoartele lunare și trimestriale și prezintă date suplimentare privind performanța.
- Participarea online prin intermediul **www.prevecal.net**.

PREVECAL

Cod	Prezentare	Componente
PREVECAL VETERINAR		
18081	12 x 5 ml	Acid Uric, Acizi Biliari Totali, Albumină, ALT/GPT, α -Amilază, AST/GOT, Bilirubină Directă, Bilirubină Totală, Calciu, CK, Clor, Cupru, Colesterol, Creatinină, ACE, Fosfatază Acidă, Fosfatază Alcalină, Fosfor, Glucoză, γ -GT, β -Hidroxibutirat, Fier, Lactat, LDH, Lipază, Magneziu, NEFA, Potasiu, Proteine (Total), Sodiu, Trigliceride, Uree, UIBC și Zinc.



BioSystems Romania

Strada Amurgului nr. 29A bis, Popesti-Leordeni, Ilfov.

t. +40 21 335 78 15

office@biosystems-diagnostic.ro

www.biosystems-diagnostic.ro



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0091006696